

Ofertas válidas
hasta el 31 de Enero
2026

Noritake
dental experience.



Únete a la familia.

Super Porcelain
EX-3

Noritake Super Porcelain EX-3



Noritake Super Porcelain EX3 ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo por sus excelentes características. Noritake fabrica la porcelana dental que ofrece **la calidad más alta disponible en el mercado actualmente.**

CERÁMICA PARA METAL

• Full Kit nColor

-25%

NK84239

1.524,15€

1.139,95 €

El kit



Colores 10 g: 40

Dentina	A1B	B1B	C1B		Enamel	E1	Translúcidos	TX	Cervical	CV-1	Modificadores	Blanco	Amarillo	Rosa	Add-on	AD-T
	A2B	B2B	C2B	D2B		E2		T0		CV-2		Gris	Naranja Claro	Rosa oscuro		AD-B
	A3B	B3B	C3B	D3B		E3		T1		CV-3		Azul	Naranja	Rosa oscuro		
	A3.5B							T2		CV-4		Verde	Naranja	Rosa Coral		
	A4B	B4B	C4B	D4B									Marrón	Rosa Coral		

Colores 6 g: 17

Opaquer	A1O	B1O	C1O		BA	Modificadores Opaquer	Colores 3 g: 8			Líquidos		
	A2O	B2O	C2O	D2O			OM Gris		OM Marrón	Opaquer Liquid: 1 x 10 ml		
	A3O	B3O	C3O	D3O			OM Amarillo		OM Marrón Oscuro	Forming Liquid: 1 x 20 ml		
	A3.5O						OM Naranja			Pinceles		
	A4O	B4O	C4O	D4O					OM Rosa	Pincel Opaquer: 2 unidades		

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

Pincel Modificador: 1 unidad

• External Stain

Colores: 21 x 3 g

Blanco	Amarillo	Marrón Rojizo	Verde 1	Cervical 1	A+
Gris	Rojo	Marrón Tierra	Verde 2	Cervical 2	B+
Negro	Naranja 1	Rosa		Cervical 3	C+
Azul	Naranja 2	Rosa Salmón			D+

Glaze: 1 x 10 g

ES Liquid: 1 x 10 ml

Guía de colores: 1 unidad

Instrucciones Técnicas: 1 unidad



• Kit

-25%

NK85202

639,92€

479,95 €

• Reposición 3g

4+1

27,49€

21,99 €*

La unidad

*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.



Por Ferran Puigrefagut

• Reposiciones

**Dentina, cervical,
esmaltes, nColors,
translúcidos,
modificadores**

• 200g

4+1

229,09 €
183,27 €*
La unidad

Dentina Opaca

• 200g

4+1

230,92 €
184,74 €*
La unidad

**Dentina, dentina opaca, cervical,
esmaltes, nColors, translúcidos,
transparentes y modificadores.**

• 50g

4+1

64,18 €
51,34 €*
La unidad

• 10g

4+1

16,06 €
12,85 €*
La unidad



• Internal Stain

Colores: 17 x 3 g

Blanco	Azul Incisal 1	Marrón Rojizo	Cervical 1	A+
Gris	Azul Incisal 2	Marrón Tierra	Cervical 2	B+
	Naranja Mamelon 1	Rosa Salmón	Cervical 3	C+
	Naranja Mamelon 2	Rojo		D+

Bright Dilution: 1 x 3 g

IS Liquid: 1 x 10 ml

Guía de colores: 1 unidad

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• Kit

-25%

529,94 €
397,45 €

NK85402

• Reposición 3g

4+1

27,49 €
21,99 €*
La unidad

*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.

CERÁMICA PARA METAL

• Dentina Opaca Kit



-25%

NK84602

305,45 €
229,09 €
El kit

Colores PO: 17 x 10 g

OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4
OBB1	OBB2	OBB3		OBB4
OBC1	OBC2	OBC3		OBC4
	OBD2	OBD3		OBD4

Guía de colores: 1 unidad

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• Opaquer

- Fácil de usar.
- Permite obtener la capa más fina.
- Proporciona más espacio para aplicar sucesivas capas cerámicas.
- Cubre totalmente el óxido de los metales.
- No deja márgenes.

• Reposición 6g

4+1

41,25 €
33,00 €*
La unidad



• Modificadores 3g

4+1

32,67 €
26,14 €*
La unidad



• Reposición 50 g

4+1


64,18 €
51,34 €*
La unidad




- Comparación de espesores:



Polvo Opaquer



Pasta Opaquer otra compañía



Pasta Opaquer Noritake EX-3

• Universal Opaquer



Super Porcelain EX-3 EX-3 PRESS

¡Sin necesidad de usar pasta base!

- Universal Opaquer puede usarse tanto en EX-3 como en EX-3 Press.
- Con Universal Opaquer ya no es necesario aplicar una primera capa de Pasta Base (POBA) o Modificador Blanco sobre metal sin Berilio. Cubre excelentemente y evita verdosidad o cambios de color.
- Manejo muy fácil.
- Amplia variedad de 22 tonos, incluyendo los Original Shades y los Esthetic Shades de Noritake.

• Reposición 6g

4+1

41,25 €
33,00 €*
La unidad



• Modificadores 3g

4+1

32,67 €
26,14 €*
La unidad

• Addmate Kit

- Modificación de restauraciones en las etapas de finalización. Ideal para pequeñas correcciones morfológicas, reparar pequeños defectos o modificar un post-soldado de prótesis fija.

Colores: 7 x 10 gr

Dark Opaque Light Opaque Dark Body Light Body T E LT


A. Forming Liquid: 1 x 10 ml Instrucciones Técnicas: 1 unidad

-25%

NK85702

252,01 €
188,95 €





Por Ferran Puigrefagut



• Tissue

• Kit

-25%

106,89 €
80,15 €

NK84861-K

• Reposición 10g

4+1

16,06 €
12,85 €* La unidad

• Reposición 50g

4+1

64,18 €
51,34 €* La unidad

Colores Tissue: 7 x 10 g

Tissue 1	Tissue 2	Tissue 3	Tissue 4
Tissue 5	Tissue 6	Tissue 7	

Instrucciones Técnicas: 1 unidad



• Luster



Colores Luster: 12 x 10 g

LTO	LT1	T Blue
Aqua Blue 1	Aqua Blue 2	Incisal Aureola
LT Natural	LT Super Gray	LT Yellow
Creamy White	Creamy Enamel	Sun Bright

Colores CCV: 4 x 10 g

CCV1	CCV2	CCV3	CCV4
------	------	------	------

• CCV Kit

-25%

343,60 €
257,70 €

NK85602

• Reposición 10g

4+1

22,89 €
18,31 €* La unidad

• Reposición 50g

4+1

91,64 €
73,31 €* La unidad



*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.

CERABIEN

CERABIEN ZR



CERÁMICA PARA ZIRCONIO

• External Stain Kit

• Kit

-25% 707,13 €
530,35 €

NK87897

• Reposición 3g

4+1 30,58 €
24,46 €*
La unidad

Colores: 21 x 3 g

Blanco	Amarillo	Marrón Rojizo	Verde 1	Cervical 1	A+
Gris	Rojo	Marrón Tierra	Verde 2	Cervical 2	B+
Negro	Naranja 1	Rosa		Cervical 3	C+
Azul	Naranja 2	Rosa Salmón			D+

Glaze: 1 x 10 g

ES Liquid: 1 x 10 ml

Guía de colores: 1 unidad

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• Internal Stain Kit

• Kit

-25% 583,37 €
437,55 €

NK87922

• Reposición 3g

4+1 30,58 €
24,46 €*
La unidad

Colores: 17 x 3 g

Blanco	Azul Incisal 1	Marrón Rojizo	Cervical 1	A+
Gris	Azul Incisal 2	Marrón Tierra	Cervical 2	B+
	Naranja Mamelon 1	Rosa Salmón	Cervical 3	C+
	Naranja Mamelon 2	Rojo		D+

Bright Dilution: 1 x 3 g

IS Liquid: 1 x 10 ml

Guía de colores: 1 unidad

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• Dentina Opaca Kit

-25% 465,79 €
349,35 €

NK87832

Colores OB: 16 x 10 g

OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4
OBB1	OBB2	OBB3		OBB4
OBC1	OBC2	OBC3		OBC4
	OBD2	OBD3		OBD4

Colores especiales:

3 x 10 g

OB Blanco

OB Rosa Pálido

OB Naranja

• Tissue Kit

-25% 145,05 €
108,79 €

NK87810-0

Colores Tissue: 7 x 10 g

Tissue 1	Tissue 5
Tissue 2	Tissue 6
Tissue 3	Tissue 7
Tissue 4	

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• SS Esthetic White Kit

-25% 274,89 €
206,15 €

NK87782

Colores: 9 x 10 g

EW00B	EW0B	Silky E1	Silky E2	
EWB	EWYB	ELT1	ELT2	ELT3

Colores SS: 2 x 3 g

SS B1

SS Blanco

CZR (Cerabien ZR) es un sistema de porcelana para coronas totalmente cerámicas con estructuras de zirconia. Las restauraciones con CZR sobre zirconia están indicadas tanto en la región posterior como anterior por su elevada resistencia a la flexión. Al combinar CZR con zirconia se consigue una estética y un ajuste mejorados con una fuerza máxima para una restauración global superior.



• Luster

Colores Luster: 12 x 10 gr					
Shade Base	LT0	T Blue	Colores Especiales	Sun Bright	Creamy White
	LT1	LT Natural		Incisal Aureola	Creamy Enamel
	LT Super Gray	LT Yellow		Aqua Blue 1	Aqua Blue 2
Colores CCV: 4 x 10 gr					
CCV-1		CCV-2		CCV-3	CCV-4
Instrucciones Técnicas: 1 unidad					

• CCV Kit

-25% 397,07 €
297,80 €

NK87942



• Reposición 10g

4+1

27,49 €
21,99 €*
La unidad

• Reposición 50g

4+1

109,98 €
87,98 €*
La unidad



• Kit de prueba A2

-25%

37,68 €
28,25 €

NK87991

Colores: 4 x 5 g			
Shade Base SBA2		Esmalte Enamel E2	
Dentina BA2		Luster LT1	
Líquido para modelar: 10 ml		Instrucciones Técnicas: 1 unidad	

*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.

CERABIEN[®] ZR

CERABIEN ZR



CERÁMICA PARA ZIRCONIO

• Reposiciones

• 10g

4+1

21,40 €
17,12 €* La unidad

• 50g

4+1

85,52 €
68,42 €* La unidad



• CERABIEN[™] ZR FC Paste Stain



• Full Kit

-25%

1.401,19 €
1.050,89 € El kit

NK87915

• Basic Kit

-25%

414,01 €
310,49 € El kit

NK87915-B

• Reposición 5g

4+1

88,85 €
71,08 €* La unidad

• Reposición 3g

4+1

54,96 €
43,97 €* La unidad

• CZR FC PASTE STAIN FULL KIT:
Contiene los 27 colores, ES liquid
10 ml y guía de color.

• CZR FC PASTE STAIN BASIC KIT: Dark Grey, Graylish Blue, Cervical 2,
Earth Brown, Salmon Pink, A+, White y Clear Glaze, todos ellos de 3 g,
guía de color y ES Liquid 10ml.

* El precio final es el resultante de aplicar la oferta.



La tecnología de CZR Press consiste en una unión de dos tecnologías absolutamente probadas en el tiempo: la cerámica oxidica y la cerámica inyectable. Esta sinergia combina la fuerza, la resistencia a la rotura y la adhesión de las cofías de zirconia pura, con la integridad marginal, versatilidad y belleza de las cerámicas inyectables. Excelentes opalescencia y fluorescencia, el resultado es im**PRESS**ionante.

CERABIEN
PRESS LF

CZR PRESS

CERÁMICA PARA ZIRCONIO

• Dispo Plunger

• 50x2g*

-50% 124,01 €
62,01 €
NK87997-P El set

*Hasta fin de stock



• 50x5g*

-50% 133,21 €
66,61 €
NK87998-P El set

*Hasta fin de stock

● Cilindros refractarios para la compresión de las pastillas cerámicas (Ingots) durante el horneado.

• Ring Former Set

● Para creación del molde antes de la fusión de la cerámica.

• Set 100/200g*

-50% 143,37 €
71,69 €
NK85870-P El set

*Hasta fin de stock

• Set 300g*

-50% 123,60 €
61,80 €
NK85871-P El set

*Hasta fin de stock



MiCERABIEN
MilAi

CERÁMICAS DE BAJA FUSIÓN E INTERNAL STAIN PARA RESTAURACIONES DENTALES DE ÓXIDO DE ZIRCONIA O DISILICATO DE LITIO

NUEVO

• INTERNAL STAIN Kit

NK87672-M

437,93 €

Colores OB: 15 x 3 g

WHITHE	TISSUE RED	TISSUE PINK
GRAY	YELLOW	A+
INC. BLUE 1	M. ORANGE 2	B+
INC. BLUE 2	CERVICAL 2	FLUORO
BLUE	SALMON PINK	BRIGHT



• MICRO LAYERING Kit

NK87692-M

336,86 €

Colores OB: 16 x 10 g

TX	TISSUE 1	TISSUE 4
ELT1	LT SUPER GRAY	TISSUE 5
LTX	LT ROYAL BLUE	TISSUE 6
LT1	AQUA BLUE 2	VALUE LINER 1
E2	CREAMY ENAMEL	VALUE LINER 2
CCV-2	SALMON PINK	



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Aplicación compacta diseñada para microcapas: Para un inventario reducido, una toma de decisiones racionalizada y simple y un procedimiento de acabado eficiente y económico.
- Baja temperatura de horneado (740°C/1364°F): Para la compatibilidad con una amplia gama de materiales de restauración incluyendo la zirconia y el disilicato de litio* y una gestión del inventario simplificada.
- Propiedades únicas de la cerámica: Con base en cerámica sintética feldespática para un manejo consistente y propiedades mecánicas; posibilidad de horneado múltiple.

*El material debería tener un CTE comprendido entre 9,5 y 11,0 x 10⁻⁶/K (50 – 500 °C)

Noritake

KATANA™ Zirconia YML

DESCUBRE LA NUEVA EVOLUCIÓN MULTI-CAPA



	YML		
	14 mm	18 mm	22 mm
A1	NK80177-A	NK80177-B	NK80177-C
A2	NK80177-D	NK80177-E	NK80177-F
A3	NK80177-G	NK80177-H	NK80177-I
A3.5	NK80177-J	NK80177-L	NK80177-M
A4	NK80177-N	NK80177-O	NK80177-P
B1	NK80177-Q	NK80177-R	NK80177-S
B2	NK80177-T	NK80177-U	NK80177-V
B3	NK80177-W	NK80177-X	NK80177-Y
NW	NK80178-P	NK80178-Q	NK80178-R
C1	NK80177-Z	NK80178-A	NK80178-B
C2	NK80178-C	NK80178-E	NK80178-F
C3	NK80178-G	NK80178-H	NK80178-I
D2	NK80178-J	NK80178-K	NK80178-L
D3	NK80178-M	NK80178-N	NK80178-O

• **14 mm**
177,00 €
La unidad

• **18 mm**
212,00 €
La unidad

• **22 mm**
247,00 €
La unidad


Esta innovadora combinación de materia prima ofrece una translucidez y resistencia que te permitirá llevar tu laboratorio a otro nivel.

KATANA™ Zirconia YML ofrece eficiencia y precisión en el manejo sin comprometer la calidad de los resultados.

SOLUCIÓN TODO EN UNO
ESTRUCTURA FLUÍDA MULTI-CAPA
ESTÉTICA SENCILLA CONTROL DE LAS DEFORMACIONES DE COCCIÓN
RÁPIDO PROCESADO



Imagen de gradación



(...) el espesor de cada capa en %

¿Cuál es el programa de sinterización de KATANA™ Zirconia YML?

	Temp.1	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.2	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.3	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.4	Tiempo de espera	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.5
54 minutos	Temperatura ambiente	120°C/216°F	1450°C/2642°F	10°C/18°F	1600°C/2912°F	—	—	20 min.	-120°C/216°F	800°C/1472°F
90 minutos	Temperatura ambiente	50°C/90°F	1400°C/2552°F	4°C/7°F	1500°C/2732°F	10°C/18°F	1560°C/2840°F	16 min.	-50°C/90°F	800°C/1472°F
7 horas	Temperatura ambiente	10°C/18°F	1550°C/2822°F	—	—	—	—	2 horas	-10°C/18°F	RT.



Discos Translúcidos
Multi Capa

KATANA™ Zirconia

	HT				
	10 mm	14 mm	18 mm	22 mm	26 mm
10		NK80150-B	NK80150-C	NK80150-D	NK80150-E
12	NK80150-F	NK80150-G	NK80150-H	NK80150-I	NK80150-J
13	NK80150-K	NK80150-L	NK80150-M	NK80150-N	NK80150-O
PVP	84,00 €	104,00 €	134,00 €	165,00 €	180,00 €

	STML			UTML		HTML / HTML PLUS		
	14 mm	18 mm	22 mm	14 mm	18 mm	14 mm	18 mm	22 mm
A1	NK80175-E	NK80175-G	NK80176-C	NK80171-A	NK80171-B	NK80151-A	NK80152-A	NK80153-A
A2	NK80175-B	NK80175-A	NK80176-A	NK80171-C	NK80171-D	NK80151-B	NK80152-B	NK80153-B
A3	NK80175-C	NK80175-D	NK80175-R	NK80171-E	NK80171-F	NK80154-A	NK80155-A	NK80156-A
A3.5	NK80175-F	NK80175-I	NK80176-G	NK80171-G	NK80171-H	NK80154-B	NK80155-B	NK80156-B
A4	NK80176-E	NK80176-F		NK80171-I	NK80171-J	NK80154-C	NK80155-C	NK80156-C
B1	NK80176-B	NK80175-T		NK80171-K	NK80171-L	NK80157-A	NK80158-A	NK80159-A
B2	NK80175-N	NK80175-S		NK80171-M	NK80171-N	NK80157-B	NK80158-B	NK80159-B
B3	NK80175-J	NK80175-X		NK80171-O	NK80171-P	NK80157-C	NK80158-C	NK80159-C
B4				NK80171-Q	NK80171-R			
NW	NK80175-H	NK80175-Y				NK80162-A	NK80165-A	NK80168-A
C1	NK80175-K	NK80175-U		NK80171-S	NK80171-T	NK80160-A	NK80163-A	NK80166-A
C2	NK80176	NK80175-Z	NK80176-D	NK80171-U	NK80171-V	NK80160-B	NK80163-B	NK80166-B
C3	NK80175-L	NK80175-O		NK80171-W	NK80171-X	NK80160-C	NK80163-C	NK80166-C
C4				NK80171-Y	NK80171-Z			
D2	NK80175-P	NK80175-V		NK80172-A	NK80172-B	NK80161-A	NK80164-A	NK80167-A
D3	NK80175-M	NK80175-W		NK80172-C	NK80172-D	NK80161-B	NK80164-B	NK80167-B
D4				NK80172-E	NK80172-F			
ENW				NK80170-F	NK80170-E			
EA1				NK80170-G	NK80170-H			
EA2				NK80170-B	NK80170-A			
EA3				NK80170-C	NK80170-D			
PVP	159,00 €	191,00 €	223,00 €	159,00 €	191,00 €	159,00 €	191,00 €	223,00 €


UTML STML HTML




Corona Anterior




Carilla



Corona Posterior




Inlay



Onlay

* Deje 0,8mm en caso de cargar cerámica. Puede reducirlo a 0,4mm cuando haga el acabado con glaseado y pulido.


ML&HT HTML PLUS




Corona Anterior




Carilla



Corona Posterior



Inlay



Onlay

EX3 Paste Opaquer

Noritake

- Para dilución con el polvo Opaquer.
- Bote de 10 ml.

-32%

NK84022

12,18 €
8,25 €



EX3 Universal Paste Opaquer

Noritake

- Para dilución con el polvo Universal Opaquer.
- Bote de 10 ml.

-32%

NK84022-P

12,18 €
8,25 €



IS Liquid

Noritake

- Líquido Internal Stain para maquillaje interno en sistemas EX-3, CZR y Cerabien.
- 10 ml.

-32%

NK85420

6,13 €
4,15 €



ES Liquid

Noritake

- Líquido External Stain para maquillaje externo y glaseado en sistemas EX-3, CZR y Cerabien.
- 10 ml.

-32%

NK85230

6,13 €
4,15 €



ADD Forming Liquid

Noritake

- 10 ml.

-32%

NK85724

6,13 €
4,15 €



EX-3 Forming Liquid

Noritake

- Con polvos cerámicos mantiene la humedad necesaria en la mezcla para lograr que el modelado de la cerámica sea más manejable incluso en los casos de puentes largos.
- 100 ml.

-32%

NK85824

38,20 €
25,99 €



CZR Forming Liquid

- 100 ml.

-32%

NK87995

45,80 €
31,15 €



Meister Liquid

- Líquido para modelar de secado lento. Ofrece más tiempo para la aplicación de la porcelana en sistemas EX3, CZR y Cerabien.
- 100 ml.

-32%

NK27286

38,20 €
25,99 €





Por Hiro Tokutomi

Super Rock

Noritake



- Clase IV.
- Colores: marrón o gris.
- 3 kg.

Marrón	NK08040
Gris	NK08043

-30%

36,69 €
25,69 €
La unidad.
(8,89 € el kg)

Meister Finish. Set Surtido

Noritake



- Kit con 3 piezas.

-30%

NK25065

106,89 €
74,79 €
La caja

Meister Point Kit Fresas

Noritake


- Kit de fresas de diamante para ceramista. Materiales y formas especiales para tallar la porcelana de manera muy eficaz. Acortará notablemente su tiempo de trabajo.

-55%*

NK25096

445,09 €
200,29 €
El kit

***Hasta fin de stock**




Pins dobles con camisa metálica

SilverLine



- Excelente pin doble de Zinc niquelado.
- Tamaño: 16 mm.
- Caja de 1.000 unidades.



-65% 135,30 €
47,35 €
SL89020 La caja

Cepillos de repasar

SilverLine

- Ø 48 mm.
- Bolsa de 12 unidades.



• Gris - Suave

-50% 39,84 €
19,89 €
SL28859 La bolsa

• Negro - Duro

-16% 35,04 €
29,39 €
SL28860 La bolsa

Aleación Cromo-Cobalto para esqueléticos

SilverLine

- 1 kilo.
- Intervalo Fusión: 1.300 °C - 1.370 °C

• Granalla

-60% 350,45 €
140,18 €*
SL83011 La caja

*Hasta fin de stock



• Pastilla

SL83009 192,88 €*
La caja

***PRECIO MEJORADO**



Aleación Cromo-Cobalto para cerámica

SilverLine



- 1 Kg.
- Intervalo Fusión: 1.304 °C - 1.369 °C

• 1 Kg
30% 265,78 €
185,99 €
SL83013

Aleación Cromo-Níquel para cerámica

SilverLine



- Sin berilio.
- Intervalo Fusión: 1.260 °C - 1.350 °C

• 1 Kg
-38% 200,44 €
124,75 €
SL83004

Revestimiento Silver-Vest Hi-Speed

SilverLine



• 4,2 Kg
-31% 67,02 €
46,25 €
SL83550 La caja

- Ultrafino.
- A base de fosfatos.
- Sin grafito.
- Confección polvo: 4,2 Kg. (28 bolsas x 150 g).

Líquido Expansor Silver-Vest

SilverLine

- Especial para revestimiento Silver-Vest Hi-Speed.
- Envase de 1 litro.

-35% 30,81 €
19,99 €
SL83549 La botella



Espaciador de muñones

SilverLine

• Frasco de 20 ml.

-25% 17,34 €
12,99 €
La unidad

Oro	SL85851
Plata	SL85850



Planchas Impresión Termoplástica

SilverLine

- Grosor 1,7 mm.
- Caja con 100 unidades.

-26% 80,31 €
59,45 €
La caja

Rosa	SL89012
Gris	SL89010



Óxido de aluminio

SilverLine

- Corindón puro, blanco.
- 4,5 Kg.
- Al₂O₃: 99,7 %.
- Peso específico: 3,98 g/cm³.
- Dureza (KNOOP): 21 kN/mm².
- Densidad aparente: 1.65 · 1.80 g/cm³.



110 µ	SL80224
150 µ	SL80223

-25% 50,05 €
37,55 €
La garrafa

Hilo de Cera en Rollo

SilverLine

- 250 g.
- Azul.

-29% 17,26 €
12,25 €
La unidad



Ø 3 mm	SL88720
Ø 3,5 mm	SL88721
Ø 4 mm	SL88722
Ø 5 mm	SL88723

Ataches tipo Ackerman

SilverLine

Caballito de acero 2 alas.

• SL-8


-26% 138,84 €
102,75 €
Bolsa de 25 uds.



Barra de calcinable redonda.

• SL-9


-26% 13,48 €
9,95 €
Bolsa de 10 uds.



Barra de calcinable oval.

• SL-10


-26% 13,48 €
9,95 €
Bolsa de 10 uds.



Barra calcinable de tipo Dolder.

• SL-11

-26% 13,48 €
9,95 €
Bolsa de 10 uds.



Portacerámicas

SilverLine

• 2 unidades.

-17% 44,86 €
37,25 €

SL85865



Portacerámica de Fibra Refractaria

SilverLine

• 4 unidades.

-35% 20,43 €
13,25 €

SL85866



Cera · 45 g

SilverLine



• Para Modelar Marfil

-31% 13,51 €
9,29 €

SL88708

• Para Modelar Azul

-31% 11,18 €
7,69 €

SL88706

• Para Modelar Verde

-31% 11,18 €
7,69 €

SL88705

• Cervical Roja

-31% 11,75 €
8,09 €

SL88760

• Para Pegar Marfil

-31% 10,66 €
7,35 €

SL88765

Preformas de cera

SilverLine

• Estuche individual: 60 x 10 unidades

-30% 362,08 €
253,45 €

SL88801

• Estuche bloques: 18 x 10 unidades

-30% 366,23 €
256,35 €

SL88901

• Individual

Caja de 25 piezas individuales.

-30% 12,76 €
8,93 €
La caja

• Individual

Caja de 15 bloques.

-30% 24,43 €
17,10 €
La caja

Tamaño	17-14	12-22	24-27
C	SL88904	SL88907	SL88910
B	SL88903	SL88906	SL88909
A	SL88902	SL88905	SL88908
A	SL88917	SL88914	SL88911
B	SL88918	SL88915	SL88912
C	SL88919	SL88916	SL88913
Tamaño	47-44	42-32	34-37

Tamaño	17/16	15/14	13	12	11	21	22	23	24/25	26/27
C	SL88816	SL88813	SL88810	SL88807	SL88804	SL88819	SL88822	SL88825	SL88828	SL88831
B	SL88815	SL88812	SL88809	SL88806	SL88803	SL88818	SL88821	SL88824	SL88827	SL88830
A	SL88814	SL88811	SL88808	SL88805	SL88802	SL88817	SL88820	SL88823	SL88826	SL88829
A	SL88859	SL88856	SL88853	SL88850	SL88847	SL88832	SL88835	SL88838	SL88841	SL88844
B	SL88860	SL88857	SL88854	SL88851	SL88848	SL88833	SL88836	SL88839	SL88842	SL88845
C	SL88861	SL88858	SL88855	SL88852	SL88849	SL88834	SL88837	SL88840	SL88843	SL88846
Tamaño	47/46	45	44	43	42/41	31/32	33	34	35	36/37



Dispensador Chemine

Kimberly Clark

-15%

40,08 €
33,99 €

KC36108

Tork Advanced Wiper

Kimberly Clark

- Papel mini bobina.
- Caja con 11 unidades.

-15%

116,50 €
98,99 €

KC36009

La caja.
(8,99 € la bobina)



Dispensador Toallas Secamanos

Kimberly Clark

- Toallero Ripple. 41,3x29x13,6 cm

-15%

43,65 €
37,10 €

KC36112



Servilletas 2 Capas

Kimberly Clark

- 1 bolsa de 100 uds.

-15%

1,90 €
1,59 €

KC36004



- 48 bolsas de 100 uds.

-15%

91,50 €
77,75 €

KC36006



Guantes de látex con polvo

Starline

- Látex 100%.
- Con polvo.
- Caja de 100 unidades.

-60%

6,73 €
2,69 €*

Extra-Pequeña

VE33502

Grande

VE33508



Papel bobina

Kimberly Clark

- 2 capas de celulosa.
- 180 metros de largo x 23 cm de ancho.
- Aproximadamente 450 servicios por bobina.
- Caja con 6 bobinas.



• **Chemine**

-15%

51,75 €
43,99 €

KC36008

La caja.
(7,33 € la bobina)

Toallas

Kimberly Clark



- Especialmente diseñadas para el secado de manos y superficies de clínica dental.
- Color blanco.

• Toallas Z

25 paquetes de 175 uds.

-15%

192,73 €
163,79 €

KC36012

• Toallas Eco-Pasta

15 paquetes de 266 uds.

-15%

31,35 €
26,65 €

KC36013

Mascarillas rectangulares

Medicaline



- Triple capa sin fibra de vidrio.
- Resistente a fluidos.
- Elásticos mejorados sin látex.
- Caja de 50 unidades.

-50%

3,58 €
1,79 €

ML34002

Guantes de látex sin polvo

Starline

- Látex 100%.
- Sin polvo.
- Caja de 100 unidades.



Extra-Pequeña

VE33522

Pequeña

VE33524

Mediana

VE33526

Grande

VE33528

4,84 €

*Hasta fin de stock

V-Print

Voco

Material para impresión en 3D, UV-LED 385 nm:

- **V-Print C&B Temp** para prótesis provisionales de larga duración como coronas, puentes y maquetas (mock-ups).
- **V-Print model** para toda la gama de modelos de la técnica dental. Beige.
- **V-Print SG** para la fabricación generativa de plantillas de perforación dentales. Clear.
- **V-Print splint y splint comfort** para férulas terapéuticas, piezas auxiliares y funcionales para el diagnóstico, así como férulas de blanqueamiento (blanqueamiento en casa). Clear.
- **V-Print Try-In** para objetos de prueba para la protodoncia. Beige.
- **V-Print Dentbase** para la fabricación generativa de bases de dentaduras para prótesis removable. Pink.



• Frasco de 1000 g.



• C&B Temp

500g

A1	VO97910
A2	VO97911
A3	VO97912

252,40 €

El frasco

Splint	VO97904	404,00 €
Splint Comfort	VO97906	445,10 €
SG	VO97902	311,40 €
Try-In	VO97905	277,70 €
Model 2.0	VO97903	187,10 €
DentBase	VO97707	359,00 €

El frasco

Grandio Disc · Grandio Blocks

Voco



• Disco Multicolor

15 mm

A1	VO80177-A
A2	VO80177-D
A3	VO80177-G

436,50 €

La caja

• Disco Monocolor

15 mm

	LT	HT
A1	VO83995	VO83993
A2	VO83991	VO83994
A3	VO83992	VO83990
BL	VO83996	

408,00 €

La caja

• Block N°12

5 unidades

	LT
A3	VO83964
A3,5	VO83963

112,40 €

La caja

• Block N°14L

5 unidades

	LT	HT
A1	VO83959	VO83983
A2	VO83962	VO83972
A3	VO83961	VO83984
A3,5	VO83966	VO83985
BL	VO83967	
C2	VO83965	

121,20 €

La caja

CediTEC DT

Voco

- Disco 20 mm, Ø 98 mm.

• Disco

Color A1	VO83901
Color A2	VO83902
Color A3	VO83903

185,30 €

La caja



• Set

VO82599

148,90 €

El set

Structur Cad

Voco



• Disco

20 mm

• Block N°40L

5 unidades

A2	VO66625
A3	VO66626

88,90 €

La caja

A1	VO66627
A2	VO66628
A3	VO66629

175,30 €

La caja

LA ERA DE LA ESTRATIFICACIÓN ULTRAFINA

CERABIEN[™]
MiLai



CERABIEN[™] MiLai es la nueva gama de cerámica e internal stain de baja fusión para restauraciones dentales de óxido de zirconia o disilicato de litio, diseñada específicamente para la microestratificación.

DESCUBRE MÁS



Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tivoli 17, Local 37 y 38 29631 Arroyo de la Miel (Benalmádena), Málaga

Teléfono: 0039 02 63471228 **Correo Electrónico:** dental-iberia@kuraray.com

Web: www.kuraraynoritake.eu/es

RESINAS Y REBASES

Sofreliner Tough

Tokuyama

- Silicona para rebase blando, de aplicación directa. Permanencia en boca 5 minutos.
- **Tough M (Medium)**: mayor resistencia al desprendimiento para mayor duración; **Tough S (Soft)**: más blando para mayor confort del paciente.

• El kit

-40% 261,27 €
156,75 €

S KIT (26+26)G	TK66567
M KIT (27+27)G	TK66566

- Cartucho pasta base + catalizador.
- Adhesivo Primer 10 ml.
- Pulidores.
- Accesorios.



• Reposición S

-40% 160,60 €
96,35 €

TK66571

- S (Soft)
- Base 26g + Catalizador 26g.



• Reposición M

-40% 160,60 €
96,35 €

TK66568

- M (Medium)
- Base 27g + Catalizador 27g.

• Reposición Adhesivo Primer

-15% 85,45 €
72,65 €

TK66569

La unidad

- Líquido 10 ml.



Tokuyama Rebase II

Tokuyama



• El kit

-40% 203,83 €
122,30 €

TK66560

- 80 g Polvo.
- 50 ml Líquido.
- 15 ml Adhesivo.
- Endurecedor.
- Accesorios.

• Polvo 80g

-59% 122,37 €
50,15 €

TK66562

La unidad

• Adhesivo 15ml

-59% 60,77 €
24,89 €

TK66582

La unidad

• Resin Hardener 48g

-35% 29,60 €
19,25 €

TK66582-H

La unidad

• Líquido 50ml

-59% 122,37 €
50,15 €

TK66562-L

La unidad

TAB 2000

Kerr

Contenido Kit Introductorio:

- Resina autopolimerizable para la fabricación de coronas y puentes provisionales.
- 3 x 30 g de polvo: claro, medio y amarillo.
- 2 x 30 ml de líquido: fraguado rápido y regular.



• Kit intro

-25% 91,77 €
68,85 €

KE66515

La unidad

• Líquido 50 ml

-25% 22,88 €
17,15 €

La unidad

Regular	KE66519
Rápido	KE66520

• Polvo 50 g

-25% 41,22 €
30,89 €

La unidad

Amarillo	KE66516
Claro	KE66517
Medio	KE66518

Pattern Resin LS

GC

- Resina de modelado de baja contracción.

• Kit

-15% 117,80 €
99,99 €

GC88491

- 100gr + 105ml



• Povo 100gr

-15% 66,85 €
56,79 €

GC88493

• Polvo 1kg

-15% 487,85 €
414,65 €

GC88497

• Líquido 105ml

-15% 50,30 €
42,75 €

GC88494

• Líquido 262ml

-15% 95,80 €
81,45 €

GC88495

Palapress Vario

Kulzer

- Resina autopolimerizable.

• Resina Polvo 1Kg

Clear	HK88043
Rosa	HK88042
Veteado	HK88046

-10% 156,40 €
140,75 €

• Resina Líquida 500ml

-10% 85,10 €
76,59 €

HK88047



Paladur

Kulzer

- Base de resina.

• Resina Polvo 1Kg

Clear	HK88055
Rosa	HK88056

-10% 110,30 €
99,25 €

• Resina Líquida 500ml

-7% 62,60 €
58,25 €

HK88057



Paladon 65

Kulzer

- Resina termopolimerizable, para la fabricación de prótesis de alta calidad.

• Resina Rosa 1Kg

-5% 66,80 €
63,45 €

HK88019

• Resina Líquido 500ml

-7% 25,90 €
24,09 €

HK88020



Planchas Mouthguard

NUEVO

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y blandas para blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



• Grosor 1mm

ML89061

- Caja de 20 unidades.

• Grosor 1,5mm

ML89062

- Caja de 15 unidades.

19,91 €

Planchas Clear

NUEVO

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y rígidas, para retenedores de ortodoncia, férulas de bruxismo y de cirugía.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



• Grosor 1mm

ML89068

- Caja de 20 unidades.

• Grosor 1,5mm

ML89069

- Caja de 15 unidades.

9,23 €

Planchas Clear

Clarben

- Planchas para la elaboración de adaptaciones termoplásticas para fines odontológicos mediante el uso de máquinas de vacío compatibles.
- Libres de látex.
- De poliéster, a base de ácido tereftálico. Transparentes y rígidas.
- Para retenedores de ortodoncia, placas de retención, férulas de bruxismo, vías radiográficas para tomografías, guías quirúrgicas.
- Caja de 25 unidades.



• Grosor 1mm

-56% 32,73 €
14,40 €

CL89068

• Grosor 1,5mm

-56% 37,01 €
16,29 €

CL89069

EcoVac

Clarben

- Máquina termo conformadora al vacío para duplicar de forma efectiva los modelos de escayola en una impresión plástica del mismo, mediante el uso de planchas termoplásticas cuadradas.
- Sistema de alto rendimiento.
- Manejo sencillo.



-50% 476,22 €
237,99 €

CL89060

PLANCHAS

Planchas Coping

Clarben

- Planchas para la elaboración de coronas provisionales, puentes temporales, fluorizaciones tópicas, férulas de ortodoncia, copias y duplicados de modelos de escayola y férulas temporales de rápida formación.
- Libres de látex.
- Planchas termoplásticas opacas y semiflexibles.
- Caja de 50 unidades.



• Grosor 0,5mm

-25% 38,13 €
28,60 €

CL89078

Planchas Mouthguard

Clarben

- Planchas para la elaboración de adaptaciones termoplásticas para fines odontológicos mediante el uso de máquinas de vacío compatibles.
- Libres de látex.
- Planchas transparentes y flexibles.
- Se moldean fácilmente.
- Pueden recortarse con facilidad.
- Caja de 12 unidades.



• Grosor 1mm

-58% 28,05 €
11,75 €

CL89061

• Grosor 2mm

-54% 32,73 €
14,99 €

CL89063

• Grosor 1,5mm

-54% 28,05 €
12,90 €

CL89062

• Grosor 3mm

-50% 37,01 €
18,49 €

CL89065

Planchas Temporary Splint

Clarben

- Planchas para la elaboración de adaptaciones termoplásticas para fines odontológicos mediante el uso de máquinas de vacío compatibles.
- Libres de látex.
- Planchas transparentes y rígidas.
- Para férulas temporales de rápida formación, retenedores de ortodoncia y cubetas mantenedoras de espacio.
- Para cubetas quirúrgicas y para fijación de implantes.
- Caja de 50 unidades.



• Grosor 0,5mm

-63% 39,90 €
14,75 €

CL89067

Planchas Blancas

Dentaflux

- Placas de poliestireno rígidas y opacas
- Caja de 25 unidades.



• Grosor 1,5mm

-15% 14,40 €
12,25 €

DF89084

• Grosor 2mm

-15% 18,50 €
15,75 €

DF89073

Planchas Mouthguard

Dentaflux

- Planchas mouthguard transparentes para blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Caja de 12 unidades



Grosor 1mm	DF89061	11,52 €	-15%	9,79 €
Grosor 1,5mm	DF89062	13,92 €		11,85 €
Grosor 2mm	DF89063	17,32 €		14,69 €
Grosor 3mm	DF89064	22,50 €		19,15 €
Grosor 4mm	DF89065	24,87 €		21,15 €

Planchas Temporary Splint

Dentaflux

- Placas termoplásticas para retenes de ortodoncia o confección de provisionales.
- Caja de 50 unidades.



• Grosor 0,5mm

-15% 21,75 €
18,49 €

DF89067

Planchas Clear

Dentaflux

Grosor 1mm	DF89068	17,48 €	-15%	14,85 €
Grosor 1,5mm	DF89069	22,98 €		19,55 €
Grosor 2mm	DF89070	27,17 €		23,09 €

- Placas rígidas transparentes para retenes de ortodoncia, férulas de relajación y de cirugía.
- Caja de 25 unidades.

• Grosor 3mm

- Caja de 12 unidades.

-15% 28,77 €
24,45 €

DF89072



Silicona Gingifast

Zhermack

- Silicona para reproducción de encías para modelos de prótesis fijas o protodoncia.



• 2D

- 2x50ml

Elástico	ZH88570
Rígido	ZH88571

41,28 €
El envase

• CAD

- 2x50ml

Elástico	ZH88575
Rígido	ZH88576

43,13 €
El envase

Separador Gingifast

Zhermack



- El separador Gingifast de Zhermack es una solución lista para el uso que permite el aislamiento entre superficies de material de la misma naturaleza evitando su adhesión.
- Permite el aislamiento entre superficies de materiales de naturaleza semejante.
- Evita su adhesión.
- Utilizado para reproducciones gingivales
- 2x10ml

13,03 €
ZH88574-2

Elite Stone - Yeso Rosa

Zhermack

- Yeso sintético de clase IV para preparación de modelos. Excelente manipulación debido a su buena fluidez y adecuada viscosidad.



• 3Kg
ZH08010

12,25 €
El envase

• 25Kg
ZH08011

92,22 €
El envase



Elite Rock

Zhermack

- Yeso extra duro para muñones e implantología, de clase IV. Para la realización de modelos en prótesis fijas totales o parciales y prótesis de implantología.

• 3Kg

Yeso Crema	ZH08040
Yeso Shandy Brown	ZH08040-S

15,11 €
El envase



• 25Kg

Yeso Crema	ZH08043
Yeso Blanco	ZH08043-B
Yeso Shandy Brown	ZH08043-S

111,04 €
El envase



Alginate

Medicaline Restorative

Algiline
BIEN MEZCLADO

- Sabor a frutas.
- Alginato 453 g.

Fast	ML01010
Normal	ML01011

-35%

11,24 €
7,29 €
La bolsa



DESINFECCIÓN

Rollos de esterilizar

Medicaline

- De gran resistencia, aptos para autoclaves de vapor o químicos.
- Con testigo de esterilización para la verificación del proceso.



• 5 cm x 200 m

-40% 19,87-€
11,89 €
ML13002 La unidad

• 10 cm x 200 m

-40% 36,14-€
21,69 €
ML13006 La unidad

• 20 cm x 100 m con fuelle

-40% 57,22-€
34,29 €
ML13012 La unidad

• 7,5 cm x 200 m

-40% 25,32-€
15,19 €
ML13004 La unidad

• 15 cm x 200 m

-40% 44,33-€
26,59 €
ML13008 La unidad

• 20 cm x 200 m

-40% 82,28-€
49,35 €
ML13017 La unidad

Bolsas para esterilización

Starline

- Con testigo de esterilización para la verificación del proceso.
- Caja 200 unidades

• 9 x 23 cm

-30% 9,15-€
6,39 €
VE13205

• 13,5 x 28,3 cm

-30% 14,30-€
9,99 €
VE13207

• 5,7 x 13,3 cm

-30% 6,00-€
4,19 €
VE13201

• 7,5 x 25 cm

-30% 9,15-€
6,39 €
VE13204



Desinfección de superficies

Starline

- Preparado listo para su uso, para la desinfección rápida de superficies de ámbito sanitario.
- Secado rápido sin dejar residuos.
- No corrosivo.



NUEVO

• 750 ml

VE11021
6,69 €
El envase

• 5 L

VE11022
27,49 €
El envase

Alato desinfección Superficies

Dentaflux

- 750 ml.
- No deja residuos.

-15% 9,83-€
8,35 €

DF11021



Spray 60 PRO 5L

Denptasept

- 5 litros.
- No deja residuos ni manchas.
- Agradable aroma a cítrico.

-25% 58,70-€
43,99 €

DS11026



Cuchillo Yeso

Carl Martin



• 1442/6R

-35%

27,12 €
17,65 €

CM41559

Pinza Halstead-Mosquito

Carl Martin



• 1894/12,5 cm

-35%

39,05 €
25,39 €

CM45758

Cuchillo de cera

Carl Martin



• 1839/17 cm

-49%

40,23 €
20,49 €

CM41556

Alicate Gancho Aderer

Carl Martin



• 1234/11,5cm

-36%

96,42 €
61,69 €

CM40605

Tijera recta para encías

Carl Martin



• 800/12cm

-67%

45,43 €
14,99 €

CM47003

Estuche P.K. Thomas

Carl Martin



• 1066/1-5


-31%

151,85 €
104,79 €

CM42753

Calibre Boley

Carl Martin



• 1596

-25%

42,50 €
31,89 €

CM49030

REGALO

Inst. para modelar (1195)


Por unidad



FRESAS, DISCOS Y PULIDORES

Discos diamantados sinterizados

Horico



S-H 393 190 PM	HO25210	43,83 €	-20%	34,99 €
S-H 394 C 190 PM	HO25212			
S-H 395 C 190 PM	HO25211			

La unidad

Fresas de diamante

Intensiv

• 1117

IT22204

- Ø 2,2 mm.
- Longitud: 6,5 mm.



• 1118

IT22205

- Ø 1,7 mm.
- Longitud: 8,5 mm.



• 1119

IT22206

- Ø 4,6 mm.



• 1201

IT22208

- Ø 1,9 mm.



• 1202

IT22209

- Ø 1,6 mm.
- Longitud: 1,5 mm.



• 1204

IT22210

- Ø 1,4 mm.
- Longitud: 4 mm.



HP 1117 022MM	IT22204	10,70 €
HP 1118 017MM	IT22205	
HP 1119 046MM	IT22206	14,25 €
HP 1201 019MM	IT22208	
HP 1202 016MM	IT22209	5,50 €
HP 1204 014MM	IT22210	

La unidad

Pulidores de goma

Dedeco

• Rueda de corte regular

- Corte y acabado de metales de cobalto y cromo.
- 38 x 1,2 mm.
- Caja de 100 unidades



-45%*

DE26206

*Hasta fin de stock

29,70 €
16,35 €

La caja

• Filo cuchilla

- Alto brillo: para pulir metales no preciosos, semi-preciosos y cromo cobalto.
- 22,2 mm.
- Caja de 100 unidades.



-52%

DE29106

45,13 €
21,65 €

La caja

• Filo cuadrado

- Duro: para pulir o acabar cromo cobalto y metales duros.
- 22 x 3,1 mm.
- Caja de 100 unidades.



-22%

DE29075

31,05 €
24,19 €

La caja

• Cilindro

- Extra larga duración: para un acabado y pulido más rápido de aleaciones no preciosas y semi-preciosas.
- 24 x 6,3 mm.
- Caja de 100 unidades



-25%

DE29069

41,83 €
31,35 €

La caja

• Cilindro

- Alto brillo: para pulir metales no preciosos, semi-preciosos y cromo cobalto. 24 x 6,3 mm.
- Caja de 100 unidades



-40%

DE29073

41,83 €
25,10 €

La caja

• Cilindro

- Pulir o acabar cromo cobalto y metales duros.
- Negro - Duro.
- Caja de 100 unidades.



-18%

DE29070

31,05 €
25,45 €

La caja


Fresas de carburo Goldies

Dedeco

• 8203

Corte grueso

DE25032



• 8103

Corte fino

DE25022



-30%

28,60 €

19,99 €

La unidad

Arti-Spray® Spray de oclusión

Bausch



-15%

18,62 €
15,85 €
La unidad

BK 286 · Rojo	BK05070
BK 287 · Azul	BK05083
BK 288 · Verde	BK05084

- Indicador de color universal para ajuste preciso de coronas y puentes.
- Spray de 75 ml con aplicador.

Indicador highspot Arti-Spot®

Bausch



BK 87 BK05056

- Líquido indicador de contactos para el ajuste preciso de coronas, inlays, onlays, prótesis removibles, coronas telescópicas, retenciones o superficies de fricción.



-15%

23,98 €
20,39 €
La unidad

Fleximeter-Strips · BK 253

Bausch



- Calibres flexibles para medir la altura de la preparación o aumentar de manera precisa el tamaño vertical (altura oclusal). Esterilizable hasta 200°C. Sobre ellas se puede aplicar Arti-Spot® o Arti-Spray®.
- Caja con 15 tiras de colores y espesores surtidos: rojo · 1mm, verde · 1,5mm y azul · 2mm.

-15%

22,92 €
19,49 €
BK05065

Folios de articulación Arti-fol®

Bausch

BK 71 BK05040
BK 73 BK05046

-15%

30,73 €
26,19 €
La unidad



Dispensador BK 137

Bausch



- Dispensador para folios de articulación de 75 mm de ancho.

-15%

36,85 €
31,29 €
BK05002

BK 28

Bausch

-15%

18,17 €
15,45 €
BK05044

- Folio articulación metálico 12 µm.
- 20 m en dispensador bilateral.
- Ancho 22 mm.
- Color negro/rojo.



BK 20 · BK 21 · BK 22 · BK 23

Bausch



-15%

14,38 €
12,19 €
La unidad

- Folios de articulación Arti-fol® 8 µm.

BK 20	BK05030
BK 21	BK05032
BK 22	BK05034
BK 23	BK05033

- 20 m en dispensador unilateral.
- Ancho 22 mm.
- 1 cara.

BK 63


Bausch



- Papel de articular azul/Rojo.
- 200 Tiras pre-cortadas.
- Azul/rojo.

-15%

8,03 €
6,85 €
BK05059



Su fórmula para dentaduras de calidad

CediTEC



Denture Base

0

V-Print



dentbase

+

CediTEC



Adhesive

+

CediTEC



Denture Teeth

=



SOLUCIÓN CAD / CAM PARA DENTADURAS DEFINITIVAS

- Sistema completo para la fabricación de dentaduras removibles
- Elección de material flexible para la base de dentadura – impresa 3D con V-Print Dentbase o fresada con CediTEC DB
- Alta calidad de materiales para confort a largo plazo y bajo gran exigencia
- Dentaduras individualizables – reproducibles en cualquier momento y personalizables



NUEVO

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Línea gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.dental

VOCO
LOS DENTALISTAS

Esta revista esta sujeta a posibles cambios que serán publicados en su versión PDF, consulte a su depósito dental.

Précios válidos en Península y Baleares. IVA e impuestos especiales no incluidos.

La empresa no se hace responsable de los errores de imprenta. Cuidemos el medio ambiente, cuando este folleto ya no sea útil, recicle.