

Promociones Laboratorio

Promociones
especiales
para laboratorios

Desde octubre de 2026
hasta finales de diciembre de 2026



Amplia selección de colores, formas y materiales

Prótesis removibles altamente individualizadas en cuanto a color, forma y función: soluciones versátiles para prácticamente cualquier aplicación protésica.

4

Materiales

60

Colores

119

Formas

SR Phonares® II

Dientes prefabricados de alta gama que se adaptan a la edad y características de cada paciente; composite NHC. Para necesidades sofisticadas.

SR Vivodent® SPE / SDCL

Ofrecen una amplia gama de moldes y colores de dientes anteriores; material DCL. Diseñado para uso universal.

SR Vivodent®

Una increíble gama de moldes que ofrece posibilidades casi infinitas.

Ivostar® & SR Vivodent®

Simplemente dientes de calidad fabricados con PMMA altamente reticulado.



**Compra 100 Tablillas
y llévate 30 unidades de regalo**


*El producto será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto
Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026
ivoclar.com

IPS e.max[®] ZirCAD

Cerámica de óxido de circonio (ZrO₂)


Prime

Tamaño



C17

Shades



Tipos de restauraciones

Coronas de contorno completo

* "0" es una versión del tono A1 con menos pigmentos y presenta una cromaticidad entre los tonos A1 y BL3.

IPS Empress[®] CAD

Vidrio cerámico de leucita

Multi

Tamaño



I12



C14



C14 L

Shades



HT (High Translucency)

Tamaño



I10



I12

Shades



LT (Low Translucency)

Tamaño




I12



C14

Shades



Tipos de restauraciones

Carillas, incrustaciones, recubrimientos, coronas parciales, coronas

Tetric[®] CAD

Composite

HT (High Translucency)

Tamaño



C14

Shades



MT (Medium Translucency)

Tamaño



C14

Shades



Tipos de restauraciones

Carillas, incrustaciones, recubrimientos (por ejemplo, coronas parciales, carillas oclusales), coronas.

IPS e.max[®] CAD

Cerámica de vidrio de disilicato de litio (LS₂)

HT (High Translucency)

Tamaño



I12 C14 B40 B40 L

Shades

Bleach			
BL 1	BL 2	BL 3	BL 4

A-D															
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4

Bleach A-D															
BL 2	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2						

MT (Medium Translucency)

Tamaño




C14

Shades

Bleach				A-D			
BL 2	BL 3	BL 4	A1	A2	A3	B1	

LT (Low Translucency)

Tamaño



I12 C14 A14 A16 C16 B32

Shades

Bleach																A-D															
BL 1	BL 2	BL 3	BL 4	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4												

Bleach																A-D															
BL 2	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2																						

MO (Medium Opacity)

Tamaño



A14 C14

Shades

MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4
------	------	------	------	------

Impulse



C14

Shades

Opal 1	Opal 2
--------	--------

Tipos de restauraciones

Carillas finas (0,4 mm), carillas, carillas oclusales, incrustaciones, recubrimientos, coronas parciales, coronas, coronas mínimamente invasivas (≥1 mm), pilares híbridos, coronas con pilares híbridos, puentes de 3 unidades (hasta el segundo premolar como pilar terminal).

Ivotion System

Prótesis Dentales Digitales

Ivotion®

Al combinar materiales de base de dientes y prótesis dentales de alta calidad en un solo disco, Ivotion ofrece una solución de fresado monolítica, eficiente y predecible.



Tonos dentales:

BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1

Tonos gingivales:

Preference, Pink-V, US-D

Grosor: 38 mm

Ivotion® Dent Multi

Los discos Ivotion Dent Multi están hechos de material DCL multicromático. La progresión armoniosa del tono dentro del disco confiere a las piezas protésicas propiedades estéticas excepcionales. No necesitan ninguna caracterización adicional que consuma mucho tiempo.



Tonos:

BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2

Grosor: 20 mm

Ivotion® Dent

Los discos Ivotion Dent están hechos de material DCL monocromático del color de la pieza. Se caracterizan por una translucidez excepcional y una fluorescencia realista^[3].



Tonos:

BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2

Grosor: 20 mm

Ivotion® Base

Los discos Ivotion Base están fabricados con un material base para prótesis dentales de alta resistencia a los impactos. La gama cromática combina con la de los materiales de base para prótesis de Ivoclar.



Tonos:

Pink, Pink-V, Preference, 34-V, US-D

Grosor: 30 mm

Ivotion® Bond

Ivotion Bond genera una adhesión fuerte entre las piezas protésicas fresadas o prefabricadas y las bases protésicas mecanizadas:

Procesamiento limpio gracias a:

- Los componentes predosificados garantizan procedimientos de trabajo limpios
- Fuerte adherencia
- El tono rosa universal combina con la base de la prótesis dental



ivoclar.com

^[3] En condiciones de luz natural. El uso de luz LIV o similar a UV generada artificialmente puede dar lugar a una impresión diferente.

Programat[®] S2

Modernos procedimientos de sinterización

Calibre su horno Programat S2 fácil y rápidamente usando las instrucciones paso a paso.

Opción de
calibración

Con la posibilidad de elegir entre tres fases de calentamiento y dos fases de enfriamiento, el programa de sinterización ofrece una multitud de opciones de programación para materiales de óxido de circonio.

Múltiples
opciones de
programación

La distribución homogénea del calor de los elementos calefactores le permite lograr resultados de sinterización óptimos con temperaturas de hasta 1600 °C.

Temperatura
de sinterización
de hasta
1600 °C



ivoclar

Más rápido y eficiente

El Programat S2 sinteriza las restauraciones en un tiempo considerablemente menor que los hornos de sinterización convencionales.

Diseño moderno y funcionamiento intuitivo

- ✓ Bandeja de enfriamiento optimizada para mayor espacio y mejor enfriamiento
- ✓ Nuevo teclado sellado con membrana con pantalla táctil a color de utilidad demostrada
- ✓ Ampliación de la pantalla OSD para incluir el estado de funcionamiento «refrigeración»
- ✓ Rendimiento eficiente y fiable gracias a optimizaciones del software

Principales ventajas:

- ✓ Tiempos de sinterización cortos de solo 75 minutos^[1] para cofias IPS e.max® ZirCAD
- ✓ Programas de velocidad para restauraciones IPS e.max ZirCAD de contorno completo
- ✓ Aparato compacto, de fácil mantenimiento y ligero (29 kg)



ivoclar

Programat® S2 + IPS e.max® Zirconia (15x)

0554

Compra un pack que incluye nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 15 discos de IPS e.max Zirconia (de cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 25 % en el horno.

Ejemplo:

1x Programat S2,
118–240V / 50–60 Hz

15x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12mm



Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.

Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.

Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.

El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.

Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco

de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en <http://www.ivoclar.com/group>).

Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en <http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy>).

ivoclar.com

ivoclar

Programat® S2 + IPS e.max® Zirconia (25x)

0555

Compra un paquete que incluya nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 25 discos de circonio IPS e.max (cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 30 % en el horno.

Ejemplo:

1x Programat S2,
118–240 V / 50–60 Hz

25x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12 mm



Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.

Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.

Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.

El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.

Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco

de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en <http://www.ivoclar.com/group>).

Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en <http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy>).

ivoclar.com

ivoclar

Programat® S2 + IPS e.max® Zirconia (40x)



0556

Compra un paquete que incluye nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 40 discos de IPS e.max Zirconia (de cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 40 % en el horno.

Ejemplo:

1x Programat S2,
118–240 V / 50–60 Hz

40x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12 mm



Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.

Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.

Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.

El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.

Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco

de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en <http://www.ivoclar.com/group>).

Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en <http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy>).

ivoclar.com

ivoclar

Este es nuestro equipo de ventas

ivoclar

A map of Spain and Portugal is shown, divided into regions. Each region is color-coded: dark blue for the north and northwest, light green for the northeast, bright green for the central and southern regions, and grey for the Canary Islands. Circular portraits of sales team members are placed around the map, each with their name and phone number. The team includes Juan Manuel Martínez, Mikel Txabarri, Alexandre Oliva, Soledad García, Marina Peralta, Marina Raduán, Salvador Ferrando, Carlos Carrizosa, Joaquín Muñoz, and Sergio Panella, who is the Sales Manager Laboratory.

+34 660583389
Juan Manuel Martínez

+34 639101296
Mikel Txabarri

+34 639164994
Alexandre Oliva

PORTUGAL

Marina Peralta
+351 916871221

Soledad García
+34 639607748

Marina Raduán
+34 636342872

Salvador Ferrando
+34 690998407

Carlos Carrizosa
+34 620825584

Joaquín Muñoz
+34 639501520

Sales Manager Laboratory
Sergio Panella
+34 686484413

Regalo por envío directo



Facilítenos su factura y en pocos días recibirá su regalo

Ivoclar Iberia implementa su plataforma online de solicitudes para promociones con envío directo. Gracias a este método, podrá solicitar el obsequio correspondiente a una oferta de manera rápida y fácil. El procedimiento es muy cómodo, tan solo debe entrar en nuestra web www.ivoclar.com rellenar el formulario con sus datos especificar la oferta que ha elegido y adjuntar la factura de compra. En unos días recibirá sin ningún coste, en su clínica o laboratorio, el obsequio.

¡Así de sencillo!

Recuerde que las ofertas de Ivoclar serán aplicadas a todas aquellas compras realizadas a través de nuestros distribuidores oficiales.




Escanee el código y envíenos su factura

Enterate de todo nuestro catalogo de cursos a través de nuestra web, escaneando el código QR




Escanee el código y descubre todos nuestros cursos

ilvoclar España está en Instagram!



Síguenos
aquí



ivoclar