

Válidas del 07/05 hasta el 07/08



34,00€/u
43,15€/u



Ormaplus NEO BITE

Silicona de ADICIÓN

Silicona especialmente desarrollada para el registro oclusal, que ofrece claves de registro adecuadas para todas las necesidades clínicas.

Ref. M3040-N2	85 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mix
Ref. M3040-N4	85 Shore-A	4 x 50 ml



61,70€/u
77,00€/u



37,00€/u
49,50€/u



Ormaplus NEO PUTTY

Silicona de adición (pesada)

Alta viscosidad - técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

Ref. M3035-N	Fast setting	300 ml + 300 ml
Ref. M3045-N	Regular setting	300 ml + 300 ml

Ormaplus NEO LV

Silicona de adición (fluida)

Baja viscosidad - Dureza final: 42 Shore-A - Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con la ORMAPLUS NEO PUTTY

Ref. M3000-N2	Fast setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing
Ref. M3010-N2	Regular setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing



34,00€/u
43,15€/u

Alginatos

Bolsa 453 g

Por la compra de **20** +4 de REGALO



8,90€/u
9,40€/u



Algimajor® Tipo rápido

Ref. MA1024



Algimax® Tipo cromático

Ref. MA2024



Alginkid® Ortodóntico

Ref. MA3024



Alginplus® Tropical

Ref. MA5024

Turbinas

X3T

98€
130,66€/u



LED



X3LG LED

169€
225,33€/u



LED



X6LG T LED

Titanio

199€
265,33€/u



LED



X6KLS

Titanio y
fibra óptica

211€
294,66€/u



**FIBRA
ÓPTICA**



X45LG PRO LED

Cabezal 45°

229€
305,33€/u



LED



X45 PRO

Cabezal 45°

169€
225,33€/u



Brackets Interactive SL Autoligado

Los brackets autoligables InterActive SL ofrecen comodidad y control gracias a su diseño compacto y clip interactivo, que reduce la fricción inicial y mejora la precisión final. Fabricados en acero biomédico, incorporan un punto de color para identificar el cuadrante.

Con slot .022"
Los kits incluyen gancho de bola en 3, 4 y 5.

Ref. LF1100-91	ROTH
Ref. LF1100-92	MBT

127,50€/u
~~159,48€/u~~



Bandas anatómicas web
Técnica Roth 0.22 Primer Molar

28,20€/u
~~33,22€/u~~

Tubo .022" x .028" con torque de 10° y rotación de +8°. Tubo redondo .051". (G8325 02, G8325 03).

Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

*Medidas de la nº 1 a la 32.

Ref. LE8520-xx	Superior derecho
Ref. LE8530-xx	Superior izquierdo
Ref. LE8560-xx	Inferior derecho
Ref. LE8570-xx	Inferior izquierdo



Elásticos intraorales

Fabricados en látex natural, los envases indican el diámetro y la fuerza al estirarse tres veces. Cada bolsita incluye un código de color para facilitar la identificación, especialmente en pacientes más pequeños.

10 bolsitas de 100 unidades (total 1000 u.)



10,50€/u
~~12,37€/u~~

Ø Interno	Marrón 1/8" - 3,2mm	Verde 3/16" - 4,8mm	Rojo 1/4" - 6,4mm	Azul 5/16" - 7,9mm	Naranja 3/8" - 9,5mm
Ligeros 2,5 oz - 70 g	LK0901-02	LK0902-02	LK0903-02	LK0904-02	LK0905-02
Medianos 4,5 oz - 126 g	LK0906-04	LK0907-04	LK0908-04	LK0909-04	LK0910-04
Fuertes 6,5 oz - 182 g	LK0915-06	LK0911-06	LK0912-06	LK0913-06	LK0914-06



Válidas del 07/05 hasta el 07/08




Aproxopener Strip Manual

Strip manual metálico dentado para la apertura de los contactos cerrados entre los dientes durante la terapia ortodóntica.

64,00€/u
~~75,80€/u~~

Ref. I-AO2018DS/3

Ambos lados



Ortho-Strip Tiras Manuales

Tira metálica manual con sujeción, diamantada y perforada, para la reducción y el acabado del esmalte interproximal.


56,50€/u
~~66,40€/u~~

Ref. I-PXPO8040/6

Grano grueso/mediano

Ref. I-PXPO1508/6

Grano fino/extra-fino



Microbrush X

1 x 100 aplicadores + dispensador.

Microbrush® X: aplicador ideal para endodoncia, fisuras y postes, con cabezal flexible hasta 90° y punta fina para llegar a zonas de difícil acceso.

38,70€/u
~~43,00€/u~~

Ref. RMX100

Con dispensador

Ref. RPX100

Recambio



Wood Wedges

Aseguran la adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical.

Tamaño pequeño (XS) para la odontología pediátrica.

Ref. PO5018MN

11,5 mm

100 uds.



11,50€/u
~~15,35€/u~~

Sistema de matrices anteriores Unica Introkit

Kit versátil con matrices anatómicas para una adaptación precisa y restauración de márgenes proximales y cervicales. Ideal para clases III, IV y V, carillas de composite y modificaciones de forma.

Ref. PO6900

210,00€/u
~~324,45€/u~~

