

Ofertas válidas
hasta el 30 de Septiembre
2026



SILVERLINE

Tecnología a tu alcance



PMMA

MONOLAYER

Belleza provisional

Descubre que el provisional
estético también puede ser
digital.

ZIRCONIA

3D MULTILAYER

Degradado natural

Las 6 capas de nuestro disco 3D facilitan la
transición de translucidez obteniendo el resultado
más natural.



Super Porcelain
EX-3

Noritake Super Porcelain EX-3



Noritake Super Porcelain EX3 ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo por sus excelentes características. Noritake fabrica la porcelana dental que ofrece **la calidad más alta disponible en el mercado actualmente.**



CERÁMICA PARA METAL

• Reposiciones

Dentina, cervical, esmaltes, nColors, translúcidos, modificadores

• 200g

-20% 229,09-€
183,25 €
La unidad

Dentina Opaca

• 200g

-20% 230,92-€
184,75 €
La unidad

Dentina, dentina opaca, cervical, esmaltes, nColors, translúcidos, transparentes y modificadores.

• 50g

-20% 64,18-€
51,35 €
La unidad

• 10g

-20% 16,06-€
12,85 €
La unidad

• Tissue

• Reposición 10g

-20% 16,06-€
12,85 €
La unidad

• Reposición 50g

-20% 64,18-€
51,35 €
La unidad



Colores Tissue: 7 x 10 g

Tissue 1	Tissue 2	Tissue 3	Tissue 4
Tissue 5	Tissue 6	Tissue 7	

Instrucciones Técnicas: 1 unidad

• Opaquer

- Fácil de usar.
- Permite obtener la capa más fina.
- Proporciona más espacio para aplicar sucesivas capas cerámicas.
- Cubre totalmente el óxido de los metales.
- No deja márgenes.

• Reposición
6g

-20% 41,25-€
33,00 €
La unidad



• Reposición
50 g

-20% 64,18-€
51,35 €
La unidad



• Luster

• Reposición 10g

-20% 22,89-€
18,29 €
La unidad

• Reposición 50g

-20% 91,64-€
73,29 €
La unidad



Colores Luster: 12 x 10 g

LTO	LT1	T Blue
Aqua Blue 1	Aqua Blue 2	Incisal Aureola
LT Natural	LT Super Gray	LT Yellow
Creamy White	Creamy Enamel	Sun Bright

Colores CCV: 4 x 10 g

CCV1	CCV2	CCV3	CCV4
------	------	------	------

CERABIEN[®] ZR

CERABIEN ZR



CERÁMICA PARA ZIRCONIO

• Reposiciones

•10g

-20%

21,40-€

17,09 €

La unidad

•50g

-20%

85,52-€

68,39 €

La unidad



• CERABIEN[™] ZR FC Paste Stain



• Full Kit

-25%

1.401,19-€

1.050,89 €

NK87915

El kit

- CZR FC PASTE STAIN FULL KIT: Contiene los 27 colores, ES liquid 10 ml y guía de color.

• Basic Kit

-25%

414,01-€

309,99 €

NK87915-B

El kit

- CZR FC PASTE STAIN BASIC KIT: Dark Grey, Grayish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A+, White y Clear Glaze, todos ellos de 3 g, guía de color y ES Liquid 10ml.

• Reposición 5g

-20%

88,85-€

71,09 €

La unidad

• Reposición 3g

-20%

54,96-€

43,95 €

La unidad

Noritake KATANA™ Zirconia YML

DESCUBRE LA NUEVA EVOLUCIÓN MULTI-CAPA



	YML		
	14 mm	18 mm	22 mm
A1	NK80177-A	NK80177-B	NK80177-C
A2	NK80177-D	NK80177-E	NK80177-F
A3	NK80177-G	NK80177-H	NK80177-I
A3.5	NK80177-J	NK80177-L	NK80177-M
A4	NK80177-N	NK80177-O	NK80177-P
B1	NK80177-Q	NK80177-R	NK80177-S
B2	NK80177-T	NK80177-U	NK80177-V
B3	NK80177-W	NK80177-X	NK80177-Y
NW	NK80178-P	NK80178-Q	NK80178-R
C1	NK80177-Z	NK80178-A	NK80178-B
C2	NK80178-C	NK80178-E	NK80178-F
C3	NK80178-G	NK80178-H	NK80178-I
D2	NK80178-J	NK80178-K	NK80178-L
D3	NK80178-M	NK80178-N	NK80178-O

• **14 mm**
177,00 €
La unidad

• **18 mm**
212,00 €
La unidad

• **22 mm**
247,00 €
La unidad


Esta innovadora combinación de materia prima ofrece una translucidez y resistencia que te permitirá llevar tu laboratorio a otro nivel.

KATANA™ Zirconia YML ofrece eficiencia y precisión en el manejo sin comprometer la calidad de los resultados.

SOLUCIÓN TODO EN UNO
ESTRUCTURA FLUÍDA MULTI-CAPA
ESTÉTICA SENCILLA CONTROL DE LAS DEFORMACIONES DE COCCIÓN
RÁPIDO PROCESADO



Imagen de gradación



(..%) el espesor de cada capa en %

¿Cuál es el programa de sinterización de KATANA™ Zirconia YML?

	Temp.1	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.2	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.3	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.4	Tiempo de espera	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.5
54 minutos	Temperatura ambiente	120°C/216°F	1450°C/2642°F	10°C/18°F	1600°C/2912°F	—	—	20 min.	-120°C/216°F	800°C/1472°F
90 minutos	Temperatura ambiente	50°C/90°F	1400°C/2552°F	4°C/7°F	1500°C/2732°F	10°C/18°F	1560°C/2840°F	16 min.	-50°C/90°F	800°C/1472°F
7 horas	Temperatura ambiente	10°C/18°F	1550°C/2822°F	—	—	—	—	2 horas	-10°C/18°F	RT.

Disco de Zirconio 3D

SilverLine

	16mm	20mm
A1	SL80177-B	SL80177-C
A2	SL80177-E	SL80177-F
A3	SL80177-H	SL80177-I
A3.5	SL80177-L	SL80177-M
C2	SL80178-E	SL80178-F
D2	SL80178-K	SL80178-L



• **16 mm.** **113,17 €**
La unidad

• **20 mm.** **139,38 €**
La unidad

Disco PMMA Monolayer

SilverLine



• **20 mm.**
28,40 €
La unidad

A1	SL80179-A
A2	SL80179-B
A3	SL80179-C
C2	SL80179-D

• **Clear 20 mm.**
SL80179-E
31,13 €
La unidad

Planchas Impresión Termoplástica

SilverLine

- Grosor 1,7 mm.
- Caja con 100 unidades.

-15% 82,72 €
70,29 €
La caja

Rosa	SL89012
Gris	SL89010



Hilo de Cera en Rollo

SilverLine

- 250 g.
- Azul.

-30% 17,78 €
12,45 €
La unidad



Ø 3 mm	SL88720
Ø 3,5 mm	SL88721
Ø 4 mm	SL88722
Ø 5 mm	SL88723

Espaciador de muñones

SilverLine

• **Frasco de 20 ml.**
-35% 17,86 €
11,59 €
La unidad

Oro	SL85851
Plata	SL85850



Portacerámicas

SilverLine

• **2 unidades.**

-15% 46,21 €
39,29 €
SL85865



Óxido de aluminio

SilverLine

- Corindón puro, blanco.
- 4,5 Kg.
- Al2O3: 99,7 %.
- Peso específico: 3,98 g/cm³.
- Dureza (KNOOP): 21 kN/mm².
- Densidad aparente: 1.65 · 1.80 g/cm³.



110 µ	SL80224
150 µ	SL80223

-25% 53,72 €
40,29 €
La garrafa

Portacerámica de Fibra Refractaria

SilverLine

• **4 unidades.**
-35% 21,04 €
13,69 €
SL85866




Pins dobles con camisa metálica

SilverLine



- Excelente pin doble de Zinc niquelado.
- Tamaño: 16 mm.
- Caja de 1.000 unidades.



-65% 139,36 €
48,79 €
SL89020 La caja

Cepillos de repasar

SilverLine



• Gris - Suave

-35% 41,03 €
26,65 €
SL28859 La bolsa

• Negro - Duro

-25% 36,09 €
26,99 €
SL28860 La bolsa

Aleación Cromo-Cobalto para esqueléticos

SilverLine

- 1 kilo.
- Intervalo Fusión: 1.300 °C - 1.370 °C



• Pastilla

-7% 209,57 €
194,90 €
SL83009 La caja

Aleación Cromo-Cobalto para cerámica

SilverLine



- 1 Kg.
- Intervalo Fusión: 1.304 °C - 1.369 °C

• 1 Kg
-20% 301,67 €
241,35 €
SL83013

Aleación Cromo-Níquel para cerámica

SilverLine



- Sin berilio.
- Intervalo Fusión: 1.260 °C - 1.350 °C

• 1 Kg
-30% 206,23 €
144,35 €
SL83004

Revestimiento Silver-Vest Hi-Speed

SilverLine



• 4,2 Kg
-30% 71,17 €
49,79 €
SL83550 La caja

- Ultrafino.
- A base de fosfatos.
- Sin grafito.
- Confección polvo: 4,2 Kg. (28 bolsas x 150 g).

Líquido Expansor Silver-Vest

SilverLine

- Especial para revestimiento Silver-Vest Hi-Speed.
- Envase de 1 litro.

-27% 33,83 €
24,70 €
SL83549 La botella



Cera • 45 g

SilverLine



• Para Modelar Marfil

-40% 13,91 €
8,35 €

SL88708

• Para Modelar Azul

-40% 11,51 €
6,89 €

SL88706

• Para Modelar Verde

-40% 11,51 €
6,89 €

SL88705

• Cervical Roja

-40% 12,10 €
7,25 €

SL88760

• Para Pegar Marfil

-40% 10,98 €
6,59 €

SL88765

Preformas de cera

SilverLine



• Estuche individual: 60 x 10 unidades

-30% 372,94 €
260,99 €

SL88801

• Estuche bloques: 18 x 10 unidades

-30% 377,22 €
263,99 €

SL88901

• Individual

Caja de 25 piezas individuales.

-30% 13,14 €
9,20 €
La caja

• Individual

Caja de 15 bloques.

-30% 25,16 €
17,59 €
La caja

Alginate

Medicaline Restorative

Algiline

BIEN MEZCLADO

- Sabor a frutas.
- Alginato 453 g.

Fast	ML01010
Normal	ML01011

-35% 11,58 €
7,55 €
La bolsa



Separador Gingifast

Zhermack



- El separador Gingifast de Zhermack es una solución lista para el uso que permite el aislamiento entre superficies de material de la misma naturaleza evitando su adhesión.
- Permite el aislamiento entre superficies de materiales de naturaleza semejante.
- Evita su adhesión.
- Utilizado para reproducciones gingivales
- 2x10ml

13,23 €
ZH88574-2

Elite Stone - Yeso Rosa

Zhermack

- Yeso sintético de clase IV para preparación de modelos. Excelente manipulación debido a su buena fluidez y adecuada viscosidad.



• 3Kg
ZH08010

12,43 €
El envase

• 25Kg
ZH08011

92,22 €
El envase



Super Rock

Noritake

- Clase IV.
- 3kg.

Marrón	NK08040
Gris	NK08043



-30% 36,69 €
25,65 €
El envase

V-Print

Voco

Material para impresión en 3D, UV-LED 385 nm:

- **V-Print C&B Temp** para prótesis provisionales de larga duración como coronas, puentes y maquetas (mock-ups)
- **V-Print model** para toda la gama de modelos de la técnica dental. Beige.
- **V-Print SG** para la fabricación generativa de plantillas de perforación dentales. Clear.
- **V-Print splint y splint comfort** para férulas terapéuticas, piezas auxiliares y funcionales para el diagnóstico, así como férulas de blanqueamiento (blanqueamiento en casa). Clear.
- **V-Print Try-In** para objetos de prueba para la protodoncia. Beige.
- **V-Print Dentbase** para la fabricación generativa de bases de dentaduras para prótesis removable. Pink.



• C&B Temp

500g

A1	VO97910
A2	VO97911
A3	VO97912

252,40 €

El frasco



• Frasco de 1000 g.

Splint	VO97904	416,20 €
Splint Comfort	VO97906	445,10 €
SG	VO97902	311,40 €
Try-In	VO97905	277,70 €
Model 2.0	VO97903	187,10 €
DentBase	VO97707	359,00 €

El frasco

Grandio Disc • Grandio Blocks

Voco



• Disco Multicolor

15 mm

A1	VO80177-A
A2	VO80177-D
A3	VO80177-G

436,50 €

La caja

• Disco Monocolor

15 mm

	LT	HT
A1	VO83995	VO83993
A2	VO83991	VO83994
A3	VO83992	VO83990
BL	VO83996	

408,00 €

La caja

• Block N°12

5 unidades

	LT
A3	VO83964
A3,5	VO83963

112,40 €

La caja

• Block N°14L

5 unidades

	LT	HT
A1	VO83959	VO83983
A2	VO83962	VO83972
A3	VO83961	VO83984
A3,5	VO83966	VO83985
BL	VO83967	
C2	VO83965	

121,20 €

La caja

CediTEC DT

Voco

- Disco 20 mm, Ø 98 mm.

• Disco

Color A1	VO83901
Color A2	VO83902
Color A3	VO83903

190,90 €

La caja



• Set

VO82599

148,90 €

El set

Structur Cad

Voco



• Disco

20 mm

• Block N°40L

5 unidades

A2	VO66625
A3	VO66626

91,50 €

La caja

A1	VO66627
A2	VO66628
A3	VO66629

180,70 €

La caja

Paladur

Kulzer

- Base de resina.

• Resina Polvo 1Kg

Clear	HK88055
Rosa	HK88056

-15%
110,70 €
94,10 €

• Resina Líquida 500ml

-15%
62,90 €
53,45 €

HK88057



Paladon 65

Kulzer

- Resina termopolimerizable, para la fabricación de prótesis de alta calidad.

• Resina Rosa 1Kg

-5%
67,10 €
63,75 €

HK88019

• Resina Líquido 500ml

-5%
26,00 €
24,70 €

HK88020



Tokuyama Rebase II

Tokuyama

- 80 g Polvo.
- 50 ml Líquido.
- 15 ml Adhesivo.
- Endurecedor.
- Accesorios.

• El kit

-43%
203,83 €
116,19 €

TK66560



Sofreliner Tough

Tokuyama

• Reposición S

-40%
160,60 €
96,35 €

TK66571

- S (Soft)
- Base 26g + Catalizador 26g.



• Reposición M

-40%
160,60 €
96,35 €

TK66568

- M (Medium)
- Base 27g + Catalizador 27g.



Planchas Mouthguard

NUEVO

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y blandas para blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



• Grosor 1mm

ML89061

- Caja de 20 unidades.

• Grosor 1,5mm

ML89062

- Caja de 15 unidades.

15,60 €

Planchas Clear

NUEVO

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y rígidas, para retenedores de ortodoncia, férulas de bruxismo y de cirugía.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



• Grosor 1mm

ML89068

- Caja de 20 unidades.

• Grosor 1,5mm

ML89069

- Caja de 15 unidades.

9,51 €

Planchas Clear

Dentaflux

Grosor 1mm	DF89068	18,88 €	-15%	16,05 €
Grosor 1,5mm	DF89069	24,82 €		21,10 €
Grosor 2mm	DF89070	28,27 €		23,99 €

- Placas rígidas transparentes para retenes de ortodoncia, férulas de relajación y de cirugía.
- Caja de 25 unidades.

• Grosor 3mm

- Caja de 12 unidades.

-15%
31,05 €
26,39 €

DF89072



EcoVac

Clarben

- Máquina termo conformadora al vacío para duplicar de forma efectiva los modelos de escayola en una impresión plástica del mismo, mediante el uso de planchas termoplásticas cuadradas.

-50%
529,13 €
264,55 €

CL89060



Calibre Boley

Carl Martin


• **1596**

-25%

42,50-€

31,89 €

CM49030



Estuche P.K. Thomas 1-5

Carl Martin

• **1066/1-5**

-25%

151,85-€

113,89 €

CM42753



Pinza Halstead

Carl Martin

• **Halstead-Mosquito**

1894/12,5cm

CM45758

• **Halstead-M**

1894A/12,5cm

CM45624

-35%

39,05-€

25,39 €

La unidad



Cuchillo Cera Fahnenstoc

Carl Martin



• **1436 /17cm**

CM41555

-57%

28,05-€


11,99 €

Instrumento para modelar

Carl Martin

• **Zahle 1196A**

CM42770



• **Le Cron 1195**

CM42766



-25%

16,92-€

12,69 €

La unidad

Tijera curva

Carl Martin

• **Beebee 828/10,5 cm**

-58%

37,90-€

15,89 €

CM47035



• **Encia 802/12 cm**

-70%

50,12-€

14,99 €

CM47009

Pinza Cremallera

Carl Martin

• **651 1/2D**

-30%

100,17-€

70,09 €

CM45665-D



Alicate

Carl Martin



• **Pico Estriado 1325/13cm**

-34%

102,87-€

67,89 €

CM40643

• **Gancho Aderer**

1234/11,5cm

-50%

96,42-€

48,19 €

CM40605



Espátula

Carl Martin

• **Alginate 1430A**

CM09561



-50%

27,55-€

13,75 €

• **Brand 1190**

CM42763



-60%

68,62-€

27,45 €

Fresas de diamante

Intensiv

• 1117

IT22204

- Ø 2,2 mm.
- Longitud: 6,5 mm.



• 1118

IT22205

- Ø 1,7 mm.
- Longitud: 8,5 mm.



• 1119

IT22206

- Ø 4,6 mm.



• 1201

IT22208

- Ø 1,9 mm.



• 1202

IT22209

- Ø 1,6 mm.
- Longitud: 1,5 mm.



• 1204

IT22210

- Ø 1,4 mm.
- Longitud: 4 mm.



HP 1117 022MM	IT22204	10,70 €
HP 1118 017MM	IT22205	
HP 1119 046MM	IT22206	14,25 €
HP 1201 019MM	IT22208	
HP 1202 016MM	IT22209	5,50 €
HP 1204 014MM	IT22210	

La unidad


Fresas de carburo Goldies

Dedeco

• 8203

Corte grueso


DE25032



• 8103

Corte fino

DE25022



-25%

29,70 €
22,29 €
La unidad

Folios de articulación Arti-fol®

Bausch

BK 71 BK05040

BK 73 BK05046



-15% 31,50 €
26,75 €
La unidad

Indicador highspot Arti-Spot®

Bausch



- Líquido indicador de contactos para el ajuste preciso de coronas, inlays, onlays, prótesis removibles, coronas telescópicas, retenciones o superficies de fricción.



BK 87 BK05056

-15% 24,58 €
20,89 €
La unidad

BK 20 · BK 21 · BK 22 · BK 23

Bausch



-15% 14,75 €
12,55 €
La unidad

- Folios de articulación Arti-fol® 8 µm.

BK 20	BK05030
BK 21	BK05032
BK 22	BK05034
BK 23	BK05033

- 20 m en dispensador unilateral.
- Ancho 22 mm.
- 1 cara.

Dispensador BK 137

Bausch



- Dispensador para folios de articulación de 75 mm de ancho.

-15% 37,78 €
32,09 €
BK05002

La longevidad se encuentra con la naturalidad

AHORA NUEVO: Disco multicolor en tamaño de 18 mm de altura



MUY CERCANO AL DIENTE NATURAL: MATERIAL HÍBRIDO NANO-CERÁMICO

- **Muy versátil:** Desde el diente individual permanente hasta el revestimiento de armazones
- **Estética excelente:** Multicolor con el gradiente de color natural del diente
- **Workflow eficiente:** Ningún proceso de cocción, fácil de pulir, se puede aplicar inmediatamente
- **Alta precisión de ajuste:** Tallado preciso de bordes finos
- **Óptima rentabilidad:** Dos mandíbulas completas en un disco, gracias a la supresión de la barra de sinterización



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Línea gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.dental

VOCO
LOS DENTALISTAS

Esta revista esta sujeta a posibles cambios que serán publicados en su versión PDF, consulte a su depósito dental.
Précios válidos en Península y Baleares. IVA e impuestos especiales no incluidos.
La empresa no se hace responsable de los errores de imprenta. Cuidemos el medio ambiente, cuando este folleto ya no sea útil, recicle.