

OFERTAS OTOÑO 2026

Válidas
del 1 de octubre
al 31 de diciembre
de 2026

opus A SU MANERA



red**dot** winner 2026
medical devices and technology design

Solicite una
DEMO



 **acteon**

Para cada indicación, una solución

min MAX

PRÓTESIS Y RESTAURACIÓN

- Acabado de la restauración.
- Preparación mínima de la cavidad y microabrasión.
- Desempotramiento de prótesis.

PROFILAXIS


- Eliminación de manchas y biofilm.
- Eliminación mecánica de la placa dental.
- Detartraje supragingival.

min Intervención
MAX Precisión

min Esfuerzo
MAX Comodidad

mini SRP ⁽¹⁾
MAX Preservación

min Incertidumbre
MAX Control



PERIODONCIA

- Desbridamiento subgingival.
- Tratamiento de implantes.
- Tratamiento de la Periimplantitis.

ENDODONCIA

- Acceso y preparación del conducto.
- Irrigación del conducto.
- Retrocirugía.
- Obturación.
- Retratamiento.

ELIJA SU CAMINO, HAGA QUE SU CUIDADO SEA ÚNICO

Índice

AEROPULIDOR + ULTRASONIDOS

OPUS®	4-5
Polvo Silky®	6

Ofertas ESTRELLA

Newtron® Booster Classic	8
Newtron® P5 XS	9
Piezotome® Cube	18
Radiología intraoral	21-25

Equipment

Ultrasonidos / Accesorios	8-15
Aeropulidores	16
Polimerización	17
Cirugía / Implantología	18-19

Imaging

Radiología extraoral	20-21
Radiología intraoral	23-26-27

Instrumentación manual

Intrumentos Premium BLISS	28
Espejos	29
Bandejas Endocirugía	30
Extractor de implantes	31

Pharma

Higiene	32-33
Apertura sulcular	34

CONTACTO

35

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive o finalización de existencias. Precios sin I.V.A. Gastos de envío no incluidos. Precios y especificaciones de este documento pueden ser modificadas por ACTEON sin previo aviso. Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas. Precios válidos salvo error tipográfico. Zona de aplicación: España y Portugal. Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Documento no contractual - Copyright © 2026 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Ninguna información o parte de este documento puede ser reproducida o transmitida bajo cualquier forma sin la autorización previa de ACTEON. Fecha de creación: septiembre/2025.

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODONT HOLLIGER y ACTEON MANUFACTURING (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.

**Si necesita Soporte Técnico,
contacte con nosotros a través
de nuestro e-mail:**

support@acteongroup.com

opus

CONSULTAR

Funciones inteligentes, control sin esfuerzo.
Diseñado para hacerlo intuitivamente suyo

Sistema de polvo Grab & Go

Sin manipulación: inserción y extracción de frascos sin esfuerzo, con presurización automática que se activa al presionar el pedal.

Sin recarga: los frascos precargados eliminan la necesidad de transferir el polvo manualmente.

Sin limpieza: el sistema sellado previene la contaminación y elimina la necesidad de limpieza.

Sistema ColorDrive:

Codificación de colores intuitiva para un tratamiento instantáneo:



Modo Ultrasonidos:

Ajuste automático de potencia según la indicación seleccionada.



Modo Aeropulidor:

Ajustes automáticos de potencia e indicación según el frasco de polvo de limpieza insertado.



OPUS® con kit de inicio: Producto sanitario de Clase IIa – CE 0459 (GMED) – Fabricante: SATELEC® una compañía de ACTEON® Group - Francia.
Pieza de mano y boquillas SILKY PEN, y pieza de mano Newtron® SLIM B.LED con anillo LED blanco: Productos sanitarios de clase IIa, CE 0459 (GMED) - Fabricante: SATELE® Cuna compañía de ACTEON® Group - Francia.

SILKY SUPRA® y SILKY PERIO®: Productos sanitarios de clase I - CE - Fabricante: PRISMAN GmbH - Alemania. Distribuido por: ACTEON Manufacturing - Francia.

ULTRASONIDOS & AEROPULIDOR

Desarrollado con profesionales dentales y respaldado por décadas de experiencia, OPUS® se adapta a usted, no al revés. Desde su interfaz ergonómica hasta sus ajustes automáticos inteligentes, cada detalle simplifica su flujo de trabajo, haciéndolo más fluido y verdaderamente personal.

Reconocimiento inteligente de la pieza de mano

Detecta automáticamente la pieza de mano y selecciona el modo adecuado.

Interfaz táctil receptiva

Funciona perfectamente incluso con guantes mojados.

Sin menús ocultos: todas las funciones esenciales están visibles de un vistazo.

Pedal inteligente

Cuatro controles intuitivos para una libertad total y transiciones suaves durante los procedimientos.

Carro* ergonómico

Compacto, móvil y diseñado para integrarse a la perfección en cualquier espacio de trabajo.

*Accesorio opcional.



reddot winner 2026
medical devices and technology design

Solicite una
DEMO



ULTRASONIDOS & AEROPULIDOR

Nuestros nuevos polvos SILKY® se establecen como el referente para tratamientos suaves mínimamente invasivos y altamente efectivos.

Diseñada para la precisión, esta gama ofrece soluciones de pulido fiables para procedimientos supragingivales y subgingivales.

POLVO SILKY® Supra

Ideal para:

- Limpieza rutinaria.
- Mantenimiento estético.
- Tratamiento rápido tras la desincrustación.



Nuevos

- A base de bicarbonato de sodio.
- Granulometría: 40µm
- Sabores naturales de menta y limón para mayor comodidad de los pacientes.
- Elimina eficazmente el biofilm y las manchas difíciles.

Polvo SILKY® Supra 200g
(6 frascos) sabor Menta

CONSULTAR

200111

Polvo SILKY® Supra 200g
(6 frascos) sabor Limón

CONSULTAR

200112

POLVO SILKY® Perio

Ideal para:

- Limpieza subgingival.
- Mantenimiento de implantes.
- Pacientes sensibles o frágiles.



Nuevo

- Polvo a base de glicina.
- Granulometría: 25µm
- Limpieza suave pero eficaz.
- Garantiza suavidad en los tejidos y su baja abrasividad aumenta la

Polvo SILKY® Supra 140g
(4 frascos)

CONSULTAR

200110



newtron booster^{basic}

**OFERTA
ESTRELLA**

**Compacto
y eficaz**

- Tecnología Newtron.
- Pieza de mano SP NEWTRON®, esterilizable y tres insertos: 1, 1S y H3.

Ref. F60203

~~1.342,40 €~~

811 €



**Con un
inserto
nº 1**

newtron booster

**Compacto
y eficaz**

**Con tres
insertos:
nº 1, 1S y H3**

- Tecnología Newtron.
- Pieza de mano SP NEWTRON®, esterilizable y tres insertos: 1, 1S y H3.

Ref. F60207

~~1.498,20 €~~

1.005 €



**1 inserto IP1
SIN CARGO**



**La mejor solución para
la limpieza de implantes**

**TOTAL 4 Insertos:
1, 1S, H3 e IP1**

Ref. F02121, valorado en 163,10 €.



newtron p5XS

Diseño
y ergonomía

**OFERTA
ESTRELLA**

- Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación.
- Pieza de mano SP NEWTRON®.
- Llave universal esterilizable y tres insertos: 1, 1S y 10z.

Ref. F62111

3.245,20 €
1.367 €



newtron p5XSb-led

Diseño
y ergonomía



**1 inserto IP1
SIN CARGO**

- Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación.
- El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED.

Ref. F62140

3.245,20 €
1.827 €



La mejor solución para
la limpieza de implantes

TOTAL 4 Insertos:
1, 1S, H3 e IP1

Ref. F02121, valorado en 163,10 €.



PIEZAS DE MANO



SP NEWTRON®

Esterilizable.

Ref. F12281



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 120,30 €.

~~742,40 €~~
398 €

NEWTRON® SLIM B.LED

Esterilizable.

Ref. F12905



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 120,30 €.

~~977,60 €~~
602 €

1+1

LLAVE DINAMOMÉTRICA

Llave dinamométrica
x2

40,80 €

- Llave dinamométrica esterilizable azul.

Ref. F81330, valorada en 40,80 €.



MÓDULOS DE ULTRASONIDOS PARA INCORPORAR A EQUIPO DENTAL



SP NEWTRON



ESTÁNDAR



NEWTRON STANDARD




LED



NEWTRON LED



SP NEWTRON LED



SLIM



NEWTRON SLIM Y B.LED

INSERTOS

Una amplia gama de insertos para todas las necesidades clínicas

La gama más amplia del mercado con más de 60 insertos diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos exclusivos y únicos, para una mayor versatilidad clínica, indicados para Profilaxis, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía endodóntica, Tratamiento de implantes y odontología conservadora y restauradora.

Por la compra de **3 insertos*** de ultrasonidos de cualquier modelo,
20% de descuento

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

ULTRASONIDOS / INSERTOS

scaling

1S Slim

F00245
120,30 €



Nº1

F00246
120,30 €



Nº2

F00247
120,30 €



Nº3

F00248
120,30 €



10P

F00253
120,30 €



10X

F00359
120,30 €



10Z

F00254
120,30 €



hygiene

periofine

PFU

F02170
120,30 €



PFL

F02171
127,60 €



PFR

F02172
127,60 €



perfect margin rounded

PM1

F02250
149,50 €



PM2

F02251
149,50 €



PM3

F02252
149,50 €



PM4

F02253
149,50 €



Condensación



C20

F00113
158,90 €



Saber más



Saber más

periodontics



perio precision



periosoft



*Blister de 4 unidades

perio maintenance^{BDR}



implantprotect^{pure titanium}



ULTRASONIDOS / INSERTOS

irrisafe



IRR 20-21mm - F43807
IRR 20-25mm - F43808
IRR 25-21mm - F43805
IRR 25-25mm - F43806

endodontics



K10-21mm - F43710
K10-25mm - F43712
K15-21mm - F43715
K15-25mm - F43717
K25-21mm - F43725
K25-25mm - F43727
K30-21mm - F43730
K30-25mm - F43732

endosuccess canal access prep



endosuccess retreatment



endosuccess retreatment



endodontics

endosuccess apical surgery



endosurgery



implantprotect
pure titanium

La mejor solución
para la

**LIMPIEZA
DE
IMPLANTES**

Kit ImplantProtect (Tratamiento de la periimplantitis)

Compuesto de 5 insertos: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R,
1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

748,60 €

664 €

Ref. F02120



endosuccess
retreatment

655,60 €

413 €

Ref. F00737

Kit Endo Success™ Retratamiento

Compuesto de 6 insertos: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1
caja/soporte inox.



endosuccess
apical surgery

695,20 €

413 €

Ref. F00069

Kit Endo Success™ Cirugía apical

Compuesto de 5 insertos: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

air-n-go easy

Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.



AIR-N-GO® easy con adaptador KaVo
AIR-N-GO® easy con adaptador Sirona
AIR-N-GO® easy con adaptador W&H
AIR-N-GO® easy con adaptador Bien-Air
AIR-N-GO® easy con adaptador Midwest

Ref. F10100
 Ref. F10101
 Ref. F10102
 Ref. F10103
 Ref. F10105

- Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.



1 kg de POLVO



1 kg de polvo "SUPRA"
 Sabor Menta
 Ref. F10246, o
 Sabor Limón
 Ref. F10248,
 valorados en 106 €.

1.478,40 €
1.041 €

Polvo AIR-N-GO® "SUPRA"

2+1

Por la compra de **2 cajas***
 de polvo AIR&GO "Supra"
 le regalamos
1 caja adicional



4 frascos de 250 g.

- Menta: Ref. F10246
- Limón: Ref. F10248

**Pueden ser de distintos sabores.*

POLVOS
100%
 compatibles

3 unidades a

106 €
70,70 €

Cada caja

miniled standard

~~1.316,30 €~~
977 €

Ref. F02507

Polimerización de todos los composites
en menos de 12 segundos (3 mm).
3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

POTENCIA:

● 1.250 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.

- Longitud de onda: 420 - 480 nm.
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Pieza de mano de aluminio anodizado.

Dotada de una pieza de mano MiniLED™, batería, cargador de batería, fuente de alimentación con enchufe europeo, fibra óptica de Ø 7,5 mm y pantalla de protección ovalada.



miniled ortho 2

~~1.712,60 €~~
1.203 €

Ref. F05220

Especial para Ortodoncia

● 4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

POTENCIA:

● 3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm.

- Longitud de onda: 420 - 480 nm.
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Pieza de mano de aluminio anodizado.

Dotada de una pieza de mano MiniLED™, fibra óptica de Ø 5,5 mm, fuente de alimentación + 4 enchufes, batería, cargador de batería y pantalla de protección ovalada.



piezotome cube



Potencia ajustada para máxima seguridad y eficiencia.



GENERADOR PIEZOELÉCTRICO CON LUZ LED
DE GRAN POTENCIA PARA CIRUGÍA IMPLANTARIA

- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Bomba con ajuste preciso.
- Sistema de montaje rápido.
- Asepsia perfecta.

Ref. F50100

60w

EL MÁS
POTENTE

~~7.877,90 €~~

4.872 €

INSERTOS

- Extracción (sindesmotomía).
- Osteotomía/osteoplastia.
- Expansión de cresta.
- Elevación de seno por vía lateral o crestal.
- Cirugía ortodóncica acelerada.
- Alargamiento coronario.
- Remodelación ósea.

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*

Por la compra de
2 insertos*
de cirugía ósea
de cualquier modelo,

20%
de descuento



servotome

**Electrobisturí
de alta frecuencia**



Ref. F57210

- Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos.
- Realice cirugías orales sobre tejidos blandos de manera rápida, precisa y segura.
- Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

1.850,00 €

1.661 €



RADIOLOGÍA EXTRAORAL

x-mind optima 3D

X-MIND® optima 3D montado en pared

Equipo PANO 3D para instalación
en pared de 5x5 a 12x10.

El Más Inteligente, el Más Pequeño,
el Más Avanzado

Con **FOV** de 17x12 cm opcional



X-MIND® optima 3D ceph

Equipo PANO CEPH 3D de 5x5 a 12x10 para
instalación en el suelo.



[configure su pack
personalizado y su
PLAN REMOVE]

con la seguridad
y apoyo del
**SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON**

CONSULTAR
según
composición

X-MIND® optima 3D

Equipo PANO 3D de 5x5 a 12x10
para instalación en el suelo.

x-mind prime 2

Panorámico / Ceph

CONSULTAR
según
composición

con la seguridad
y apoyo del
**SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON**

[configure su pack
personalizado y su
PLAN REMOVE]

- Diagnóstico con imágenes 2D de gran calidad.
- Fácil posicionamiento.
- Fácil formación.
- Fácil interfaz de usuario.
- **Tamaño mínimo del voxel de 72 µm.**
- Instalación rápida y muy sencilla.
- 3 FOV's: (Ø 50x50, 85x50 y 85x93 mm).
- FOV de Ø 120x100 mm, opcional.



X-MIND® prime 2D CEPH

X-MIND® prime 2D
(montado en pared)



x-mind dc

**OFERTA
ESTRELLA**

**Generador de rayos X
intraoral de alta frecuencia
de corriente continua**

- Imágenes de alta calidad.
- Punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 s.
- Centralita programable y personalizable.
- Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- Posicionamiento preciso y flexible.
- Disponible con cono cuadrado.



~~3.913,20 €~~
2.200 €

Con prolongación 40 u 80 cm

Ref. 5.92.23130 - Prolongación de 40 cm.
Ref. 5.92.23131 - Prolongación de 80 cm.

RADIOLOGÍA INTRAORAL

u.sense HD

Claridad simplificada

- CALIDAD DE IMAGEN
- DURABILIDAD Y FIABILIDAD
- SEGURIDAD DEL PACIENTE

OFERTA
ESTRELLA

U-SENSE HD Talla 1

Ref. W1300003 27,4 x 38 mm

P. OFERTA
1.585 €

22,5 x 30,0 mm² de área activa.

¡NUEVO
TAMAÑO DE 1.5!

U-SENSE HD Talla 1.5

Ref. W1300005 29,4 x 41 mm

P. OFERTA
1.950 €

MÁS ÁREA ACTIVA, MAYOR
COMODIDAD, MAYOR
COBERTURA ANATÓMICA



pspix2

El escáner
personal de
radiología intraoral

OFERTA
ESTRELLA

- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



Ref. S_702_0001

8.271,20 €
4.850 €

C50
CÁMARA FULL HD

**Su visión.
Donde otros
solo pueden imaginar**

- Full HD.
- Modo visión.
- Autofocus.
- Macrovisión.
- Profundidad de campo.

C50
CÁMARA FULL HD


Ref. S_C50_0002

3.555,70 €


2.584 €

Modelo "D" (Daylight)

Modos de visión



DAYLIGHT



DAYLIGHT+

Modos de cámara



INTRAORAL



RETRATO

C50
CÁMARA FULL HD


Ref. S_C50_0002

3.978,00 €

2.705 €

Modelo "PREMIUM"

- Mismos modos de visión (Daylight y Daylight+) y modos de cámara (intraoral y retrato) que la versión estándar.



PERIO



CARIO

- Cámara intraoral, revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales y detección de caries en un sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.
- Ayuda al diagnóstico y a la integración al flujo de trabajo.



PACK U-SENSE HD + X-MIND DC

u.sense HD

Ref. W1300003

Claridad simplificada

Sensor U-SENSE HD
Talla 1

CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de buena resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.



OFERTA
ESTRELLA

SEGURIDAD DEL PACIENTE

La captura precisa de imágenes desde la primera exposición limita la radiación innecesaria. Además, las esquinas redondeadas mejoran la comodidad durante la colocación.



x-mind dc

- Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia.
- Imágenes de alta calidad con punto focal de 0,7 mm.
- Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- Tiempo de exposición mínimo: 0,02 s.
- Centralita programable y personalizable.
- Posicionamiento preciso y flexible.
- Con prolongación 40 u 80 cm.

Ref. 5.92.23130 - Prolongación de 40 cm.
Ref. 5.92.23131 - Prolongación de 80 cm.

~~5.498,00 €~~

3.580 €

PACK U-SENSE HD + C20

u.sense HD

Ref. W1300003

Claridad simplificada

Sensor U-SENSE HD
Talla 1

CALIDAD DE IMAGEN

El sensor U-SENSE HD ofrece imágenes de buena resolución, detalladas y de alto contraste que facilitan el diagnóstico intraoral preciso y la toma de decisiones clínicas.



COMPATIBLE
WINDOWS®



SEGURIDAD DEL PACIENTE

La captura precisa de imágenes desde la primera exposición limita la radiación innecesaria. Además, las esquinas redondeadas mejoran la comodidad durante la colocación.

4.543,00 €

2.550 €



C20

Cámara intraoral Full HD

S_C20_0002

- Full HD.
- Halo brillante.
- Luz antivaho
- Rotación automática.



RADIOLOGÍA INTRAORAL

C20

FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE CONTROLAR

**OFERTA
ESTRELLA**

Ref. S_C20_0002

2.958,00 €

1.111 €



Full HD

Captura cada
detalle.



Halo brillante

Visibilidad
óptima.



**Tecnología
antivaho**

Trabaje sin
interrupciones.



**Rotación
automática**

Imágenes siempre
orientadas.

x-mind unity

**Generador
de rayos X
intraoral
de alta
frecuencia**

4.658,60 €

2.970 €



- Punto focal de 0,4 mm con varios ajustes:
 - Tensión anódica (60, 65 o 70 kV).
 - Corriente anódica (de 4 a 7 mA).
- **Imagen nítida y contrastada** con contornos perfectamente definidos.
- Disponible con **cono cuadrado**.
- Movimiento fluido, y posicionamiento libre de deriva.

Con prolongación 40 u 80 cm

ANCLAJE EN LA PARTE SUPERIOR:

Ref. W0800000 - Prolongación de 40 cm.

Ref. W0800001 - Prolongación de 80 cm.

ANCLAJE EN LA PARTE INFERIOR:

Ref. W0800009 - Prolongación de 40 cm.

Ref. W0800010 - Prolongación de 80 cm.

sopix 2

Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición



Sensor SOPIX² Talla 1

Ref. S_802_0004

SOPIX² proporciona una calidad de imagen excepcional, 25 pl/mm, utilizando las mejores tecnologías disponibles.

6.756,40 €
3.120 €

x-mind + sopix unity plug-in

Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia

Con sensor integrado SOPIX Plug-In:

- Combinado con el generador X-MIND® Unity limita la exposición a la radiación.
- Amplia flexibilidad gracias a su parte desmontable.

Con prolongación 40 u 80 cm

ANCLAJE EN LA PARTE SUPERIOR:

Ref. W0800000 - Prolongación de 40 cm.
Ref. W0800001 - Prolongación de 80 cm.

ANCLAJE EN LA PARTE INFERIOR:

Ref. W0800009 - Prolongación de 40 cm.
Ref. W0800010 - Prolongación de 80 cm.



X-MIND® Unity
+ SOPIX² PLUG-IN TALLA 1
alta definición
con DOCK SOPIX² PLUG-IN

Ref. S_K60_1000

7.095,20 €
6.052 €

INSTRUMENTACIÓN MANUAL

Kits BLISS® Una solución completa para cada protocolo clínico

Kit Prophylaxis blis

8 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 8 instrumentos especiales para profilaxis.



Ref. 400CSS.SI

P.V.P.: 506,70-€


Precio oferta:

405 €

Kit Endodontic blis

11 instrumentos

Bandeja de cirugía: 285x92x37 mm
+ 12 instrumentos especiales para endodoncia
+ 1 Soporte endodóntico - verde.



Ref. 401CSS.SI

P.V.P.: 752,00-€


Precio oferta:

602 €

Kit Diagnostic blis

4 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 4 instrumentos especiales para diagnóstico.



Ref. 402CSS.SI

P.V.P.: 129,60-€


Precio oferta:

103 €

Kit Care blis

5 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 5 instrumentos especiales para cuidado dental.



Ref. 403CSS.SI

P.V.P.: 168,20-€

Precio oferta:

134 €

Kit Restoration blis

9 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 9 instrumentos especiales para restauración.



Ref. 404CSS.SI

P.V.P.: 356,70-€

Precio oferta:

286 €

ESPEJOS



5+2

Las 7 cajas de espejos pueden ser de distinto modelo.
SIN CARGO los de menor PVP.



Por la compra de 5 cajas de espejos de cualquier modelo (Aluminio, Rodio, Titanio o Pure Reflect®), le regalamos **2 cajas de espejos adicionales, SIN CARGO**

Ø3 mm

Ref. MP4303PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3303PH (Rosca simple)

P.V.P.: 87,90-€

Precio oferta: 70,30 €

Ø5 mm

Ref. MP4305PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3305PH (Rosca simple)

P.V.P.: 87,90-€

Precio oferta: 70,30 €

Ø7x2 mm

Ref. MP4306RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 105,00-€

Precio oferta: 84,00 €

Ref. MP3306RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 95,40-€

Precio oferta: 76,30 €

Ø9x3 mm

Ref. MP4310RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 105,00-€

Precio oferta: 84,00 €

Ref. MP3310RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 95,40-€

Precio oferta: 76,30 €

MICROESPEJOS

-20%

descuento


Diseñados para la cirugía bajo microscopio y lupa.

PURE REFLECT®:

Reflejo de alta definición.

Pure Reflect®

Casi el 100% de la tasa de reflejo.



BANDEJAS endosurgery

- Destinadas a cirugías apicales con visión indirecta a través de ayudas ópticas. La ergonomía y el tamaño de los instrumentos se han adaptado para cumplir con los procedimientos.
- El objetivo es perfeccionar la eliminación de tejidos blandos a pesar de los requerimientos de la raíz y facilitar la obturación retro.

endosurgery

Ref. 230.XL

11 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.



1.335,00 €

707 €

endosurgery

Ref. 231.XL

17 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.
610.00XL	Bisturí.
210.36XL	Mango con espejo XL + Pure Reflect® n° 4.
747.02TC	Portaagujas Castroviejo, mandíbulas curvadas, de carburo de tungsteno.
636.00TC	Tijeras Lagrange, curvadas de carburo de tungsteno.
151.K	Kit retractor 3 cuchillas.
222.02	Pinzas Perry.



1.678,00 €

1.170 €

implant remover

Kit de extracción de tornillos e implantes

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA EXTRACCIONES ATRAUMÁTICAS

- Menos traumático en la implantología, minimizan las pérdidas óseas al evitar el uso de brocas y la cirugía ósea durante la extracción de un implante.
- Los extractores izquierdo y derecho se atornillan y desenroscan alternativamente en el implante para separarlo gradualmente del hueso.



Video ImplantRemover®



EXTRACCIÓN DE TORNILLOS

La extracción de tornillos rotos puede deberse a:

- Fuerza de apriete excesiva.
- Desgaste.



EXTRACCIÓN DE IMPLANTES

Complicaciones que pueden requerir la extracción de un implante:

- Sin osteointegración / pérdida de osteointegración.
- Anomalías posicionales del implante.
- Periimplantitis, generando pérdida ósea.

Dotado de 1 llave de carraca dinamométrica, 1 adaptador, 2 extractores de implantes, 1 extractor de tornillo, 1 fresa esférica y 1 bandeja de esterilización.

Con extractores largos:

Ref. 300.24

~~889,10 €~~
730 €

Con extractores cortos:


Ref. 300.25

~~889,10 €~~
730 €

25º ANIVERSARIO

classic
by **riskontrol**

Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua



Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- Blanco: Ref. 201664
- Azul: Ref. 201665
- Amarillo: Ref. 201666
- Verde: Ref. 201667
- Rosa: Ref. 201668

~~62,30-€~~
46,80 €

art
by **riskontrol**



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua

Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- Blanco / Menta: Ref. 201700
- Naranja / Mandarina: Ref. 201701
- Gris / Regaliz: Ref. 201702
- Verde / Anís: Ref. 201703
- Violeta / Arándanos: Ref. 201704



~~66,50-€~~
50 €

Encuentre nuestra amplia gama de adaptadores RISKONTROL® compatibles con más de 150 sillones

Aquí tiene una selección:

LU INOX		200150	ADEC INOX nueva jeringa		200205
D.C.I.		200152	SIRONA L		200196
KAVO HB		200153	CEFLA INOX		200197
SIRONA B		200154	LU NEW INOX		200199
FA S1		200182			

Catálogo
de adaptadores



¡Contáctenos
para determinar el adaptador requerido
para su sillón!

expasyl exact

- Apertura sulcular atraumática y más amplia.
- Ahorro de tiempo de 1 a 3 minutos.
- Sin riesgo de daños al ligamento epitelial.
- Sin dolor para el paciente.
- Sin sangrado / hemostasia perfecta.
- Funciona con cualquier aplicador para composite.



Una solución EXACTA para la retracción gingival atraumática



Caja de 20 cápsulas:

154,20 €
134 €

Ref. 261010

Caja de 50 cápsulas:

349,50 €
310 €

Ref. 261011

**Monodosis
Monopaciente**

**Aplicador
universal**

expasyl

**Retracción gingival
eficaz y atraumática
para una prótesis
natural y estética**

- Impresión convencional y digital.
- Sellado / unión.
- Restauraciones Clase II y V.
- Implantología.
- Máxima eficacia.
- Gesto no traumático y sin dolor.
- De 5 a 8 aplicaciones por cápsula (1 gr).
- Preparación individual o múltiple.
- Acceso a las áreas anteriores y posteriores.



Mini Kit EXPASYL:

6 cápsulas + 12 cánulas
+ 1 aplicador

408,60 €
312 €


Ref. 294100

Pueden realizar sus consultas a nuestros responsables comerciales de su zona (según detalle de zonas).



CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

<https://www.acteongroup.com/es/edito/condiciones-generales-venta>



Noemi Barjola
RESPONSABLE COMERCIAL
Cataluña y Aragón
616 946 001



David Rey
RESPONSABLE COMERCIAL
Madrid
y Zona Centro
690 307 192



Fran Méndez
RESPONSABLE COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias
618 470 322



Adolfo Rúas
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Noroeste
y Portugal
+34 639 693 443



José Antonio Navarro
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Levante y Baleares
629 505 030



Unai Arroyo
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Norte
606 035 570





**ACTEON®
MEDICO-DENTAL IBERICA,
S.A.U.**

**Pol. Ind. Can Clapers,
Avda. Principal Nº 11H,
08181 Sentmenat,
Barcelona**

**Tel: +34 932 714 481
info.es@acteongroup.com**

Síguenos

