VICTORIANO REGUEIRO SL

DEPÓSITO DENTAL · DESDE 1943

981 223 649

Visite nuestra nueva web

www.dentalregueiro.com



Ofertas válidas

hasta el 31 de Enero

2027

CERABIEN ZR



CERÁMICA PARA ZIRCONIO

· Reposiciones



·10g

3+1 ~~21,40 €~~ **16,05 €*** La unidad

·50g

3+1 ~~85,52 €~~ **64,14 €*** La unidad

·CERABIEN™ ZR FC Paste Stain





· Full Kit

-25% ~~1.401,19 €~~ **1.050,89 €** El kit

NK87915

- CZR FC PASTE STAIN FULL KIT: Contiene los 27 colores, ES liquid 10 ml y guía de color.

· Basic Kit

-25% ~~414,01 €~~ **309,99 €** El kit

NK87915-B

- CZR FC PASTE STAIN BASIC KIT: Dark Grey, Graylish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A+, White y Clear Glaze, todos ellos de 3 g, guia de color y ES Liquid 10ml.

· Reposición 5g

3+1 ~~88,85 €~~ **66,64 €*** La unidad

· Reposición 3g

3+1 ~~54,96 €~~ **41,22 €*** La unidad

*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.

Super Porcelain EX-3

Noritake Super Porcelain EX-3





Noritake Super Porcelain EX3 ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo por sus excelentes características. Noritake fabrica la porcelana dental que ofrece **la calidad más alta disponible en el mercado actualmente**.

CERÁMICA PARA METAL

· Reposiciones

Dentina, cervical, esmaltes, nColors, translúcidos, modificadores

· 200g

3+1 ~~229,09 €~~ **171,82 €*** La unidad

Dentina Opaca

· 200g

3+1 ~~230,92 €~~ **173,19 €*** La unidad



Dentina, dentina opaca, cervical, esmaltes, nColors, translúcidos, transparentes y modificadores.

· 50g

3+1 ~~64,18 €~~ **48,14 €*** La unidad

· 10g

3+1 ~~16,06 €~~ **12,05 €*** La unidad

· Opaquer en pasta

- Fácil de usar.
- Permite obtener la capa más fina.
- Proporciona más espacio para aplicar sucesivas capas cerámicas.
- Cubre totalmente el óxido de los metales.
- No deja márgenes.

· Reposición 6g

3+1 ~~41,25 €~~ **30,94 €*** La unidad



· Tissue

· Reposición 10g

3+1 ~~16,06 €~~ **12,05 €*** La unidad

· Reposición 50g

3+1 ~~64,18 €~~ **48,14 €*** La unidad



Colores Tissue: 7 x 10 g			
Tissue 1	Tissue 2	Tissue 3	Tissue 4
Tissue 5	Tissue 6	Tissue 7	
Instrucciones Técnicas: 1 unidad			

· Luster



· Reposición 50g

3+1 ~~91,64 €~~ **68,73 €*** La unidad

· Reposición 10g

3+1 ~~22,89 €~~ **17,17 €*** La unidad

Colores Luster: 12 x 10 g			
LT0	LT1	T Blue	
Aqua Blue 1	Aqua Blue 2	Incisal Aureola	
LT Natural	LT Super Gray	LT Yellow	
Creamy White	Creamy Enamel	Sun Bright	
Colores CCV: 4 x 10 g			
CCV1	CCV2	CCV3	CCV4

*El precio final es el resultante de aplicar la oferta.

Noritake

KATANA™ Zirconia YML

DESCUBRE LA NUEVA EVOLUCIÓN MULTI-CAPA



	YML		
	14 mm	18 mm	22 mm
A1	NK80177-A	NK80177-B	NK80177-C
A2	NK80177-D	NK80177-E	NK80177-F
A3	NK80177-G	NK80177-H	NK80177-I
A3.5	NK80177-J	NK80177-L	NK80177-M
A4	NK80177-N	NK80177-O	NK80177-P
B1	NK80177-Q	NK80177-R	NK80177-S
B2	NK80177-T	NK80177-U	NK80177-V
B3	NK80177-W	NK80177-X	NK80177-Y
NW	NK80178-P	NK80178-Q	NK80178-R
C1	NK80177-Z	NK80178-A	NK80178-B
C2	NK80178-C	NK80178-E	NK80178-F
C3	NK80178-G	NK80178-H	NK80178-I
D2	NK80178-J	NK80178-K	NK80178-L
D3	NK80178-M	NK80178-N	NK80178-O

- **14 mm**
  177,00 €
  La unidad
- **18 mm**
  212,00 €
  La unidad
- **22 mm**
  247,00 €
  La unidad

Esta innovadora combinación de materia prima ofrece una translucidez y resistencia que te permitirá llevar tu laboratorio a otro nivel.

KATANA™ Zirconia YML ofrece eficiencia y precisión en el manejo sin comprometer la calidad de los resultados.

SOLUCIÓN TODO EN UNO

ESTRUCTURA FLUÍDA MULTI-CAPA

ESTÉTICA SENCILLA CONTROL DE LAS DEFORMACIONES DE COCCIÓN

RÁPIDO PROCESADO





Imagen de gradación



(..%) el espesor de cada capa en %

¿Cuál es el programa de sinterización de KATANA™ Zirconia YML?

	Temp.1	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.2	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.3	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.4	Tiempo de espera	Regimen de calentamiento °C/°F min	Temp.5
54 minutos	Temperatura ambiente	120°C/216°F	1450°C/2642°F	10°C/18°F	1600°C/2912°F	–	–	20 min.	-120°C/216°F	800°C/1472°F
90 minutos	Temperatura ambiente	50°C/90°F	1400°C/2552°F	4°C/7°F	1500°C/2732°F	10°C/18°F	1560°C/2840°F	16 min.	-50°C/90°F	800°C/1472°F
7 horas	Temperatura ambiente	10°C/18°F	1550°C/2822°F	–	–	–	–	2 horas	-10°C/18°F	RT.

Disco de Zirconio 3D

SilverLine



	16mm	20mm
A1	SL80177-B	SL80177-C
A2	SL80177-E	SL80177-F
A3	SL80177-H	SL80177-I
A3.5	SL80177-L	SL80177-M
C2	SL80178-E	SL80178-F
D2	SL80178-K	SL80178-L

- **16 mm.** 113,17 € La unidad
- **20 mm.** 139,38 € La unidad

Disco PMMA Monolayer

SilverLine



- **20 mm.** 28,40 € La unidad

A1	SL80179-A
A2	SL80179-B
A3	SL80179-C
C2	SL80179-D

- **Clear 20 mm.** SL80179-E 31,13 € La unidad

Espaciador de muñones

SilverLine



- **Frasco de 20 ml.** -35% ~~17,86 €~~ 11,59 € La unidad

Oro	SL85851
Plata	SL85850

Óxido de aluminio

SilverLine



- Corindón puro, blanco.
- 4,5 Kg.
- Al2O3: 99,7 %.
- Peso específico: 3,98 g/cm^3.
- Dureza (KNOOP): 21 kN/mm^2.
- Densidad aparente: 1.65 · 1.80 g/cm^3.

110 µ	SL80224
150 µ	SL80223

-25% ~~53,72 €~~ 40,29 € La garrafa

Planchas Impresión Termoplástica

SilverLine



- Grosor 1,7 mm.
- Caja con 100 unidades.

-15% ~~82,72 €~~ 70,29 € La caja

Rosa	SL89012
Gris	SL89010

Hilo de Cera en Rollo

SilverLine



- 250 g.
- Azul.

-30% ~~17,78 €~~ 12,45 € La unidad

Ø 3 mm	SL88720
Ø 3,5 mm	SL88721
Ø 4 mm	SL88722
Ø 5 mm	SL88723

Portacerámicas

SilverLine

- **2 unidades.** -15% ~~46,21 €~~ 39,29 € SL85865



Portacerámica de Fibra Refractaria

SilverLine



- **4 unidades.** -35% ~~21,04 €~~ 13,69 € SL85866

Pins dobles con camisa metálica

SilverLine



- Excelente pin doble de Zinc niquelado.
- Tamaño: 16 mm.
- Caja de 1.000 unidades.

-65% ~~139,36 €~~ **48,79 €**
SL89020 La caja

Aleación Cromo-Cobalto para cerámica

SilverLine



- 1 Kg.
- Intervalo Fusión: 1.304 ºC - 1.369 ºC

• 1 Kg

-20% ~~301,67 €~~ **241,35 €**
SL83013

Revestimieto Silver-Vest Hi-Speed

SilverLine



• 4,2 Kg

-30% ~~71,17 €~~ **49,79 €**
SL83550 La caja

- Ultrafino.
- A base de fosfatos.
- Sin grafito.
- Confección polvo: 4,2 Kg. (28 bolsas x 150 g).

Aleación Cromo-Níquel para cerámica

SilverLine



- Sin berilio.
- Intervalo Fusión: 1.260 ºC - 1.350 ºC

• 1 Kg

-30% ~~206,23 €~~ **144,35 €**
SL83004

Líquido Expansor Silver-Vest

SilverLine

- Especial para revestimiento Silver-Vest Hi-Speed.
- Envase de 1 litro.



-30% ~~33,83 €~~ **23,69 €**
SL83549 La botella

Aleación Cromo-Cobalto para esqueléticos

SilverLine

- 1 kilo.
- Intervalo Fusión: 1.300 ºC - 1.370 ºC



• Pastilla

-7% ~~209,57 €~~ **194,90 €**
SL83009 La caja

Cera · 45 g

SilverLine



• Para Modelar Marfil

-40% ~~13,91 €~~ **8,35 €**

SL88708

• Para Modelar Azul

-40% ~~11,51 €~~ **6,89 €**

SL88706

• Para Modelar Verde

-40% ~~11,51 €~~ **6,89 €**

SL88705

• Cervical Roja

-40% ~~12,10 €~~ **7,25 €**

SL88760

• Para Pegar Marfil

-40% ~~10,98 €~~ **6,59 €**

SL88765

Preformas de cera

SilverLine



• Estuche individual: 60 x 10 unidades

-30% ~~372,94 €~~ **260,99 €**

SL88801

• Estuche bloques: 18 x 10 unidades

-30% ~~377,22 €~~ **263,99 €**

SL88901

• Individual

Caja de 25 piezas individuales.

-30% ~~13,14 €~~ **9,20 €**

La caja

• Individual

Caja de 15 bloques.

-30% ~~25,16 €~~ **17,59 €**

La caja

Vel-Mix

Kerr

- Escayola para moldes de coronas y puentes Vel-Mix



• 6Kg

Rosa	KE08010
Blanco	KE08012

-25% ~~65,03 €~~ **48,75 €**

El envase

• 25Kg

Rosa	KE08011
Blanco	KE08013

-25% ~~163,46 €~~ **122,60 €**

El envase

Elite Rock

Zhermack

- Yeso extra duro para muñones e implantología, de clase IV. Para la realización de modelos en prótesis fijas totales o parciales y prótesis de implantología.



• 3Kg

Yeso Crema	ZH08040
Yeso Shandy Brown	ZH08040-S

15,34 €

El envase

• 25Kg

Yeso Crema	ZH08043
Yeso Shandy Brown	ZH08043-S

111,04 €

El envase

Fujirock EP

GC

- Escayola dental Clase IV. Ideal para todo tipo de prótesis, gracias a su alta precisión, una dureza excelente en los bordes y una elevada estabilidad a la presión.



• Premium. 4kg Polar white

-15% ~~52,45 €~~ **44,55 €**

GC08041

• 5kg. ORO

-15% ~~58,15 €~~ **49,45 €**

GC08042

Super Rock

Noritake

- Clase IV.
- 3kg.

Marrón	NK08040
Gris	NK08043



-30% ~~36,69 €~~ **25,65 €**

El envase

V-Print

Voco

Material para impresión en 3D, UV-LED 385 nm:

- **V-Print C&B Temp** para prótesis provisionales de larga duración como coronas, puentes y maquetas (mock-ups)
- **V-Print model** para toda la gama de modelos de la técnica dental. Beige.
- **V-Print SG** para la fabricación generativa de plantillas de perforación dentales. Clear.
- **V-Print splint y splint comfort** para férulas terapéuticas, piezas auxiliares y funcionales para el diagnóstico, así como férulas de blanqueamiento (blanqueamiento en casa). Clear.
- **V-Print Try-In** para objetos de prueba para la prostodoncia. Beige.
- **V-Print Dentbase** para la fabricación generativa de bases de dentaduras para prótesis removible. Pink.





• C&B Temp

500g

A1	VO97910
A2	VO97911
A3	VO97912

252,40 €
El frasco

• Frasco de 1000 g.

SG	VO97902	**311,40 €**
Try-In	VO97905	**277,70 €**
Model 2.0	VO97903	**187,10 €**
Splint Comfort	VO97906	**445,10 €**
DentBase	VO97707	**359,00 €**

El frasco

Grandio Disc · Grandio Blocks

Voco



• Disco Multicolor

15 mm

A1	VO80177-A
A2	VO80177-D
A3	VO80177-G

436,50 €
La caja

• Disco Monocolor

15 mm

	LT	HT
A1	VO83995	VO83993
A2	VO83991	VO83994
A3	VO83992	VO83990
BL	VO83996	

408,00 €
La caja

• Block Nº12

5 unidades

	LT
A3	VO83964
A3,5	VO83963

112,40 €
La caja

• Block Nº14L

5 unidades

	LT	HT
A1	VO83959	VO83983
A2	VO83962	VO83972
A3	VO83961	VO83984
A3,5	VO83966	VO83985
BL	VO83967	
C2	VO83965	

121,20 €
La caja

CediTEC DT

Voco

- Disco 20 mm, ø 98 mm.



• Disco

Color A1	VO83901
Color A2	VO83902
Color A3	VO83903

190,90 €
La caja

• Set

VO82599

148,90 €
El set

Structur Cad

Voco



• Block Nº40L

5 unidades

A2	VO66625
A3	VO66626

91,50 €
La caja

• Disco

20 mm

A1	VO66627
A2	VO66628
A3	VO66629

180,70 €
La caja

Pattern Resin LS

GC

- Resina de modelado de baja contracción.



• Kit

-15% ~~120,70 €~~ **102,60 €**

GC88491

Palapress Vario

Kulzer

- Resina autopolimerizable.



• Resina Polvo 1Kg

Clear	HK88043
Rosa	HK88042
Veteado	HK88046

-22% ~~159,70 €~~ **124,55 €**

Tokuyama Rebase II

Tokuyama

- 80 g Polvo.
- 50 ml Líquido.
- 15 ml Adhesivo.
- Endurecedor.
- Accesorios.



• El kit

-43% ~~203,83 €~~ **116,19 €**

TK66560

Sofreliner Tough

Tokuyama

• Reposición S

-40% ~~160,60 €~~ **96,35 €**

TK66571

- S (Soft)
- Base 26g + Catalizador 26g.



• Reposición M

-40% ~~160,60 €~~ **96,35 €**

TK66568

- M (Medium)
- Base 27g + Catalizador 27g.



Planchas Mouthguard

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y blandas para blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



Grosor 1mm 20 unidades	ML89061	~~15,60 €~~	-50%	7,80 €*
Grosor 1,5mm 15 unidades	ML89062			

*Hasta fin de stock

Planchas Clear

Medicaline

- Láminas de termoconformado transparentes y rígidas, para retenedores de ortodoncia, férulas de bruxismo y de cirugía.
- Envase sellado al vacío.
- Dimensión 127x127 mm



Grosor 1mm 20 unidades	ML89068	~~9,51 €~~	-6%	8,95 €
Grosor 1,5mm 15 unidades	ML89069			

Planchas Mouthguard

Dentaflux



- Planchas mouthguard transparentes para blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Caja de 12 unidades

Grosor 1mm	DF89061	~~12,22 €~~	-10%	10,99 €
Grosor 1,5mm	DF89062	~~14,75 €~~		13,25 €
Grosor 2mm	DF89063	~~18,37 €~~		16,55 €
Grosor 3mm	DF89064	~~23,83 €~~		21,45 €
Grosor 4mm	DF89065	~~26,35 €~~		23,69 €

Planchas Mouthguard

Clarben

- Planchas para la elaboración de adaptaciones termoplásticas para fines odontológicos mediante el uso de máquinas de vacío compatibles.
- Libres de látex.
- Planchas transparentes y flexibles.
- Se moldean y recortan fácilmente.
- Caja de 12 unidades.



Grosor 1mm	CL89061	~~28,05 €~~	-45%	15,39 €
Grosor 1,5mm	CL89062			
Grosor 2mm	CL89063	~~32,73 €~~	-46%	17,65 €
Grosor 3mm	CL89065	~~37,01 €~~	-35%	23,99 €


Calibre Zurcher

Carl Martin

• **1598**

-50% ~~191,43 €~~ **95,69 €**

CM49031



Alicates

Carl Martin



CM40607 CM49015 CM40656 CM40610

• **Gancho Aderer 1234B/12cm**

-40% ~~88,75 €~~ **53,25 €**

CM40607

• **Angle RS 1339TC/13cm**

-70% ~~205,10 €~~ **61,55 €**

CM40656

• **Furrer - 1164**

-25% ~~140,63 €~~ **105,45 €**

CM49015

• **Schwarz 1239/14cm**

-50% ~~111,52 €~~ **55,75 €**

CM40610

Cuchillo Cera Fahnenstoc

Carl Martin



• **1435 /13cm**

CM41552

-50% ~~25,12 €~~ **12,55 €**

Instrumento para modelar

Carl Martin

• **Le Cron Azul 1192**

CM42768



-45% ~~42,22 €~~ **23,19 €**

• **Le Cron 1195**

CM42766



-15% ~~16,92 €~~ **14,39 €**

Tijera recta encias

Carl Martin

• **804/12cm**

-65% ~~58,72 €~~ **20,55 €**

CM47014



Porta-alicates forma diente

Carl Martin

• **1496**


-35% ~~141,03 €~~ **91,65 €**

CM97031



Cuchillo Yeso

Carl Martin



• **1442/6R**

-35% ~~27,12 €~~ **17,59 €**

CM41559

Pinza Cremallera

Carl Martin

• **651/15CM**

-35% ~~38,57 €~~ **24,99 €**

CM45666



Espátula

Carl Martin

• **KIT 1191S**

CM42775



-25% ~~135,80 €~~ **101,85 €**

• **Brand 1190**

CM42763




-60% ~~68,62 €~~ **27,45 €**

Discos diamantados sinterizados


Horico




- **S 393**



- **S 395C**



- **S 394C**




S-H 393 190 PM	HO25210	43,83 €	-25%	32,85 €
S-H 394 C 190 PM	HO25211			
S-H 395 C 190 PM	HO25212			


La unidad

Discos de diamante

Intensiv

- Discos flexibles de diamante de grano fino para cerámica y puentes.





- **Perfoflex 373D ó 374D**


22,19 €

La unidad

- Perfoflex 373D
- Doble cara

IT25407


0,30 mm



- Perfoflex 374D
- Doble cara

IT25408

0,30 mm




- **Discoflex 173**

IT25401

- Una cara

0,20 mm



20,80 €


La unidad

- **Discoflex 173D**

IT25402

- Doble cara

0,20 mm



22,19 €


La unidad

- **Superflex · 270, 273 ó 273D**

- Superflex 270
- Una cara

IT25404

0,10 mm




IT25406

- Superflex 273
- Una cara


IT25405

0,10 mm



- Superflex 273D
- Doble cara

0,15 mm



20,80 €

La unidad

Arti-Spray® Spray de oclusión

Bausch



-15% ~~19,07 €~~ **16,19 €**

La unidad

BK 286 · Rojo	BK05070
BK 287 · Azul	BK05083
BK 288 · Verde	BK05084

- Indicador de color universal para ajuste preciso de coronas y puentes.
- Spray de 75 ml con aplicador.

BK 28

Bausch

-15% ~~18,62 €~~ **15,85 €**

BK05044



- Folio articulación metálico 12 µm.
- 20 m en dispensador bilateral.
- Ancho 22 mm.
- Color negro/rojo.

Fleximeter-Strips · BK 253

Bausch



- Calibres flexibles para medir la altura de la preparación o aumentar de manera precisa el tamaño vertical (altura oclusal). Esterilizable hasta 200°C. Sobre ellas se puede aplicar Arti-Spot® o Arti-Spray®.
- Caja con 15 tiras de colores y espesores surtidos: rojo · 1mm, verde · 1,5mm y azul · 2mm.

-15% ~~23,48 €~~ **19,95 €**

BK05065

BK 63

Bausch



- Papel de articular azul/Rojo.
- 200 Tiras pre-cortadas.
- Azul/rojo.

-15% ~~8,23 €~~ **6,99 €**

BK05059



La longevidad se encuentra con la naturalidad

AHORA NUEVO: Disco multicolor
en tamaño de 18 mm de altura



MUY CERCANO AL DIENTE NATURAL: MATERIAL HÍBRIDO NANO-CERÁMICO

Grandio disc

- **Muy versátil:** Desde el diente individual permanente hasta el revestimiento de armazones
- **Estética excelente:** Multicolor con el gradiente de color natural del diente
- **Workflow eficiente:** Ningún proceso de cocción, fácil de pulir, se puede aplicar inmediatamente
- **Alta precisión de ajuste:** Tallado preciso de bordes finos
- **Óptima rentabilidad:** Dos mandíbulas completas en un disc, gracias a la supresión de la barra de sinterización



MADE IN GERMANY 100%

nanohybrid technology

invisible-layer technology

VOCO
LOS DENTALISTAS

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Línea gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.dental

Esta revista esta sujeta a posibles cambios que serán publicados en su versión PDF, cosulte a su depósito dental.
Précios válidos en Península y Baleares. IVA e impuestos especiales no incluidos.
La empresa no se hace responsable de los errores de imprenta. Cuidemos el medio ambiente, cuando este folleto ya no sea útil, recicle.